


Technische Daten zu Autokindersitz Carseat



Autokindersitz Carseat	Mini Gr. 2	Mini Gr. 3	Standard
Art. Nr.:	152352	152353	152401
Patientengewicht ca.:	9-36 kg	9-36 kg	15-36 kg
Körpergrösse ca.:	90-115 cm	110-130 cm	125-170 cm
Sitzbreite:	33,5 cm	33,5 cm	33,5 cm
Sitztiefe:	29-33,5 cm	33,5-38 cm	39-45 cm
Rückenhöhe bis Achseln	23-35 cm	22-42 cm	39-45 cm
Rumpfbreite:	27 cm	29 cm	29 cm
Hüftwinkel:	-10° +40°	-10° +40°	-10° +40°
Beinlängendifferenz:	4,5 cm	4,5 cm	4,5 cm
Abduktion	-35°	-25°	-40°