



# ALOVA Mehrzonen Matratze mit Fersenentlastung

## Aus viskoelastischem Schaumstoff, mittleres bis hohes Dekubitusrisiko



- 3 Härtegradezonen für optimalen Komfort und Druckentlastung.
- Die Matratze passt sich optimal an die verschiedenen Körperformen an
- Die Vertiefung im Bereich der Fersen entlastet und unterstützt die Heilung.
- Durch die spezielle Konstruktion der Matratze werden Kreuzkontaminationen verhindert.
- Das Material begleitet die Bewegungen des Körpers.



OHNE Fersenentlastung

MIT Fersenentlastung

**Optimale Fersenentlastung** dank der Vertiefung im unteren Bereich der Matratze.

Beispiel : Verteilung des Drucks auf der Höhe der Ferse bei einem Patient, der 1,76 m gross ist und 70 kg wiegt. (Einheit : mm/Hg).

### Technische Angaben :

<b>Art. Nr.:</b>	VMA64HIPH
<b>Grösse:</b>	Für Betten von 90 x 200 cm
<b>Überzug:</b>	Promust PU HD, kann auf 3 Seiten geöffnet werden
<b>Max. Gewicht Patient:</b>	135 kg
<b>Raumgewicht:</b>	80 kg/m <sup>3</sup> (viskoelastischer Schaumstoff)
<b>Feuernormen:</b>	EN 597-1 et 2
<b>Garantie:</b>	2 Jahre



### **Meliseptol® Foam pure**

*Für sanfte und schnelle Desinfektion*

*Nur eine Minute Einwirkzeit*

*Art. Nr. 19171 / 750 ml*

### Paletten Box à 10 Matratzen (Art. Nr. VMA64HIPH-BOX)



- Praktisch : die Matratzen sind schnell ausgepackt.
- Ökologisch : geringes Volumen der Verpackung.
- Ergonomisch : integrierte Henkel an der Verpackung.

