

Tina

Das Liegeschalenuntergestell mit Liegeschalensystem (Vakuummattmatratze)



Abb. Grundmodell Tina mit Liegeschalensystem Gr. 3 und Vakuummattmatratze

- Tina ist ein Liegeschalenuntergestell, das mit einem Liegeschalensystem geliefert werden kann und ebenfalls als Grundgestell für Liegeschalen-Sonderbauten dient.
- Die pflegerischen und therapeutischen Tätigkeiten werden durch eine elektrische Höhen- und Rückenverstellung erleichtert.
- Fussteil winkelverstellbar per Gasdruckfeder.
- Universelle Aufnahmepunkte für individuelle Liegeschalen/Anfertigungen.
- Die Winkelverstellung des Kopfteils erfolgt gleichfalls über einen Elektromotor, die Verstellung des Fussteils wird durch eine Gasdruckfeder unterstützt.
- Durch die Dreiteilung der Liegefläche ist eine Winkeleinstellung des Sitzwinkels möglich.
- Das Grundmodell ist bereits mit Trommel- und Feststellbremse ausgestattet, als Bereifung werden 12.5“ Hinterräder (luftbereift) und 8“ Vorderräder (PU-Lenkräder) verwendet.
- Optional ist die Vakuummattmatratze erhältlich. Sie passt sich durch das feine Füllmaterial ideal an die Körperform an und ermöglicht somit auch bei extremen Kontraktionen und Druckempfindlichkeiten die individuelle Lagerung.
- Rahmenfarbe Weissaluminium (RAL 9006)



Die Winkelverstellung von Kopf- und Fussteil ermöglicht einen temporären Positionswechsel bis hin zur Sitzposition



Liegeschalensystem in drei Grössen als Basis für Sonderpolsterungen



Das Grundmodell als Untergerüst mit universellen Aufnahmepunkten für individuelle Anfertigungen



Einstellung des Sitzwinkels

Technische Daten:

Grundmodell (Untergestell):

Art. Nr.	40 00 101
Höhe Liegeschalenaufnahme vom Boden:	53 – 79 cm
Rückenwinkel verstellbar:	0° – 50°
Sitzwinkel stufenweise verstellbar:	0° – 18°
Fusswinkel verstellbar:	0° – 50°
Breite Grundgestell:	60 cm
Belastung max.:	100 kg
Gewicht:	44 kg

Liegefläche:

	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3
Art. Nr.	40 01 102	40 02 102	40 03 102
Kopfteil (LxB):	45 x 60 cm	60 x 70 cm	75 x 70 cm
Art. Nr.	40 01 103	40 02 103	
Sitzteil (LxB):	35 x 60 cm	35 x 70 cm	
Art. Nr.	40 01 104	40 02 104	40 03 104
Beinteil (LxB):	35 x 60 cm	45 x 70 cm	55 x 70 cm

Lagerungsmatratze:

	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3
Art. Nr.	40 01 105	40 02 105	40 03 105
Lagerungsmatratze (LxB):	115 x 60 cm	140 x 70 cm	165 x 70 cm

Zubehör Lagerungsmatratze:

Grosses Lagerungskissen	Halbmondkissen	Abduktionskissen	FlexiAktiv Sicherheitsgurt
Art. Nr. 40 00 005	Art. Nr. 40 00 006	Art. Nr. 40 00 007	Art. Nr. 40 00 009

Vakuummattatze:

	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3
Vakuummattatze (LxB):	115 x 60 cm	140 x 70 cm	165 x 70 cm

Vakuummattatze inkl. Ventil und Doppelhub-/Zweiwegehandpumpe	Vakuummattatze inkl. Ventil und Elektropumpe mit Zweiwegeschalter	Bezug aus atmungsaktivem Gewebe mit Einlage aus Abstandsgewebe
Gr. 1 Art. Nr. 41 01 200	Gr. 1 Art. Nr. 41 01 202	Gr. 1 Art. Nr. 41 01 201
Gr. 2 Art. Nr. 41 02 200	Gr. 2 Art. Nr. 41 02 202	Gr. 2 Art. Nr. 41 02 201
Gr. 3 Art. Nr. 41 03 200	Gr. 3 Art. Nr. 41 03 202	Gr. 3 Art. Nr. 41 03 201

Zubehör Vakuummattatze:

Elektropumpe mit Zweiwegeschalter	Unterdruckanzeige per Manometer mit T-Stück	Doppelhub-/Zweiwegehandpumpe
Art. Nr. 41 00 010	Art. Nr. 41 00 012	Art. Nr. 41 00 011