



# Duschgurt



- Der Duschstuhlguert von Bodypoint bietet Sicherheit und Komfort für den Benutzer.
- Das Aeromesh Material ist sehr wasserdurchlässig und trocknet aufgrund der besonderen Struktur äusserst schnell.
- Durch die universelle Form des Gurtes kann er sowohl im Brust-, Rumpf-, Becken und auch im Beinbereich eingesetzt werden.
- Dank mehreren Befestigungsösen kann die Länge optimal an den Benutzer angepasst werden.
- Option: Rollstuhlrahmenbefestigung (Aluminium) Art. Nr. HW 310-22 für Ø 22 mm, HW 310-25 für Ø 25 mm



Art. Nr.	Gr.	Länge je Polster
BB 101 M	S	45 cm
BB 101 L	M	53 cm

