

# Fixierschiene für Schultergurte



Art. Nr.	Grösse	Rollstuhlbreite	Ø Stange
HK100 7/8" S	S	279 mm – 356 mm	22 mm
HK100 7/8" L	L	457 mm – 559 mm	22 mm
HK100 1" S	S	279 mm – 356 mm	25 mm
HK100 1" L	L	457 mm – 559 mm	25 mm

## Beschreibung

- Passt auf alle gängigen Rollstuhltypen
- Unerlässlich für Klapprollstühle und weiche Rücken
- Die Fixierungspunkte für den Schultergurt können in der Horizontale individuell eingestellt werden, um eine optimale Positionierung zu gewährleisten.
- Die Stange kann mit einem Handgriff entweder ganz oder einseitig abmontiert werden, zum Beispiel um den Rollstuhl zusammen zu klappen.
- Für Rohrdurchmesser 22 mm oder 25 mm.

