


Fussfixation




Art. Nr. : FT...A
(mit Klettverschluss)




Art. Nr. : FT...SR
(mit side release Schnalle)



Umfang oberhalb
des Knöchels messen



Montage direkt auf
den Fussrasten



- Als Ausgleich für die Bewegung des Kopfes und des Oberkörpers halten die Fussfixationen den Unterkörper im Gleichgewicht
- Unterstützt eine stabile und komfortable Sitzposition
- Bewegungsfreiheit der Füße bleibt erhalten
- Weiche, ergonomisch geformte Polster
- Entlastung der Fussgelenke
- Einfache Anpassung und Montage

Alte Art. Nr.	Neue Art. Nr.	Grösse	Fesselumfang in mm
FT 205 A	FT 210 XS	XS	114 - 165
FT 206A	FT 210 S	S	140 - 191
FT 202A	FT 210 M	M	152 - 229
FT 203A	FT 210 L	L	191 - 267
FT 204A	FT 210 XL	XL	254 - 330
FT 205 SR	FT 220 SX	XS	114 - 165
FT 206 SR	FT 220 S	S	140 - 191
FT 202 SR	FT 220 M	M	152 - 229
FT 203 SR	FT 220 L	L	191 - 267
FT 204 SR	FT 220 XL	XL	254 - 330

Alte Art. Nr.	Neue Art. Nr.	Bezeichnung
FT 221	FT 221	Straps für Fussplatten (Fussbänder)
CM 025	CM 025	Verlängerungsbänder Fussfixation

Montageset für individuelle Anpassung der Fussfixation

Alte Art. Nr.	Neue Art. Nr.	passend für folgende Art. Nr.
FT 211	FT 200 AS	FT 205, FT 206, FT221 (Straps)
FT 212	FT 200 AL	FT 202, FT 203, FT 204