




# Steuereinheithalterung & Joystickgriffe für Elektrorollstühle



## Montageset

- links oder rechts montierbar
- passend f. alle Elektrorollstühle

Art. Nr.	Rotationswinkel
PC 001	110°
PC 002	240°
PC 003	115° und 230°

## Schraubklemme für Steuereinheithalterung

Befestigt die Steuereinheithalterung unter jeder Armlehne


Art. Nr.	passend für Rollstuhlrahmen
HW 404	19 mm & 22 mm
HW 407	19 mm & 22 mm abgewinkelt
HW 406	19 mm & 25 mm



## Joystick-Set

Art. Nr. PC 130A-Kit  
Art. Nr. PC 130B-Kit

Die Sets enthalten alle unten aufgeführten Typen der jeweiligen Version, der Typ PC 109 ist einmal in Blau und einmal in Grau enthalten.



## Aufprallschutz

Bodypoint Joysticks mit flexiblem Schaft dienen als Schutz der empfindlichen Elektronik des Steuerelements an Elektrorollstühlen.

## Zwei verschiedene Durchmesser

### Version A : Schaft-Ø 3/16 “, resp. 4,8 mm

### Version B : Schaft-Ø ¼“, resp. 6,4 mm

Art. Nr.	Typ	Durchmesser	Höhe	Art. Nr.	Typ	Durchmesser	Höhe
PC 101A	U-Form	76 mm	41 mm	PC 101B	U-Form	76 mm	41 mm
PC 102A	U-Form	102 mm	43 mm	PC 102B	U-Form	102 mm	43 mm
PC 103A	Ball	44 mm	76 mm	PC 103B	Ball	44 mm	76 mm
PC 104A	Gerade	13 mm	152 mm	PC 104B	Gerade	13 mm	152 mm
PC 107A	Gewölbt	66 mm	25 mm	PC 107B	Gewölbt	66 mm	25 mm
PC 108AS	Gummi	35 mm	51 mm	PC 108BS	Gummi	35 mm	51 mm
PC 108AL	Gummi	41 mm	64 mm	PC 108BL	Gummi	41 mm	64 mm
PC 109A	Blau/Rot/Grau	44 mm	53 mm	PC 109B	Blau/Rot/Grau	44 mm	53 mm