

# Positionierungsgurt mit Gurtpolster




Neues Konzept zur Beckenpositionierung mit Hilfe der Sub-ASIS (**A**nterior **S**uperior **I**liac **S**pine) Polster. Die Polster werden an der Innenseite des Gurtes an einem Velcroband befestigt. Dies ermöglicht eine individuelle Platzierung der Polster.


- Zwei Sub-ASIS Polster garantieren einen festen Halt
- Gleichzeitig bieten die Polster eine höhere Bewegungsfreiheit für den Oberkörper





Die anatomisch geformten Sub-ASIS Polster erlauben eine stabile und gleichzeitig komfortable Positionierung




Durch die Sub-ASIS Polster wird der Druck auf Bauch und Blase deutlich verringert



Das Velcroband erlaubt eine individuelle Platzierung der Polster an der Innenseite des Gurtes

| Alte Art. Nr. | Neue Art. Nr. | Grösse | Beschreibung  |
|---------------|---------------|--------|---|
| HB551         | LB 225 M      | M      | Center Pull, RL  |
| HB552         | LB 205 M      | M      | Center Pull, PB  |



| Grösse | A                | B                | C             | D               |
|--------|------------------|------------------|---------------|-----------------|
| M      | 1-1/2"<br>(38mm) | 2-1/4"<br>(57mm) | 9"<br>(230mm) | 56"<br>(1420mm) |