



Positionierungsgurt mit Sicherheitsverschluss



Sicherheitsknopf mit verstärktem Widerstand

- Der Sicherheitsverschluss mit verstärktem Widerstand bietet grösstmögliche Sicherheit
- Zum Öffnen ist ein vermehrter Druck erforderlich
- Bietet den Anwender/innen den bestmöglichen Schutz

Gr.	Gurt	Umfang	Alte Art. Nr.	Neue Art. Nr.
S	2-Punkt, Center Pull	1.30 m	HB 110 C	HB 245 S
M	2-Punkt, Center Pull	1.45 m	HB 104 C	HB 245 M
L	2-Punkt, Center Pull	1.70 m	HB 111 C	HB 245 L
S	4-Punkt, Center Pull	1.30 m	HB 501 C	HB 445 S
M	4-Punkt, Center Pull	1.45 m	HB 502 C	HB 445 M
L	4-Punkt, Center Pull	1.70 m	HB 503 C	HB 445 L
S	2-Punkt, Rear Pull	1.30 m	HB 403 C	HB 249 S
M	2-Punkt, Rear Pull	1.45 m	HB 404 C	HB 249 M
S	4-Punkt, Rear Pull	1.30 m	HB 511 C	HB 449 S
M	4-Punkt, Rear Pull	1.45 m	HB 512 C	HB 449 M

Monoflex Dynamischer Positionierungsgurt



- Bietet Flexibilität und Stabilität
- Einfache und schnelle Montage
- Mit Side Release Schnallen
- Länge beidseitig verstellbar

Polster Grösse

Länge	Breite	Art. Nr.
318 mm	76 mm	SH 103 XS
397 mm	89 mm	SH 103 S
476 mm	102 mm	SH 103 M
556 mm	114 mm	SH 103 L
635 mm	127 mm	SH 103 XL