



Wadenband zur Beinpositionierung



- Gute Beinstütze
- Sehr komfortabel
- Einfache Montage durch Klettverschluss
- Gepolstert oder ungepolstert erhältlich

Gr.	Rollstuhlbreite	Art. Nr. gepolstert	Art. Nr. ungepolstert
S	31 – 38 cm	AC 002P	AC 002
M	38 – 48 cm	AC 003P	AC 003
L	48 – 56 cm	AC 004P	AC 004

Polster Grösse

Gr.	A (Länge)	B (Höhe)
S	280 mm	150 mm
M	380 mm	200 mm
L	460 mm	230 mm

Sport Wadenband zur Beinpositionierung



- Gute Beinstütze
- Sehr komfortabel
- Einfache Montage durch Klettverschluss
- Kann vor oder hinter den Unterschenkel positioniert werden

Gr.	Rollstuhlbreite	Art. Nr.
S	33 – 38 cm	SP 102 S
M	38 – 46 cm	SP 102 M
L	46 – 56 cm	SP 102 L

Polster Grösse

Gr.	Länge	Höhe
S	340 mm	80 mm
M	390 mm	80 mm
L	460 mm	90 mm