



Individuell einstellbare Winkel-Fussplatte



Zur zuverlässigen Unterstützung einer ergonomischen Körperhaltung durch einfache Positionierung der unteren Extremitäten.

Höchste Qualität und eine Vielzahl von Einstellungsmöglichkeiten machen diese Fussplatte zur richtigen Wahl.

- Höhe, Tiefe, Breite und Winkel der Fussplatte individuell einstellbar, Winkel Halterungsbügel bis 270° für die Pronation und die Supination verstellbar
- Stabil und einfach zu befestigen
- Kompatibel mit allen handelsüblichen Rollstühlen

All in one Kit: Winkelfussplatte (Paar) inkl. Montageset – ohne HW 406 / HW 404

| Art. Nr. | Grösse | Länge Halterungsbügel |
|----------|--------------|-----------------------|
| FT 105 | 102 x 198 mm | 229 mm |
| FT 106 | 121 x 237 mm | 229 mm |



unten am Rohrrahmen befestigt



mit Schraubklemmen oben befestigt



als Amputationsstütze

Fussplatte

| Art. Nr. | Grösse |
|----------|--------------|
| FT 051 | 102 x 198 mm |
| FT 052 | 121 x 237 mm |



Halterungsbügel (Stück)

| Art. Nr. | Länge |
|----------|--------|
| FT 023 | 229 mm |
| FT 024 | 330 mm |



Klemme zur Fixierung der Fussplatte

| Art. Nr. | Rollstuhlrahmen |
|----------|-----------------|
| FT 032 | 19 mm |



Schraubklemme (Stück) zum Anbringen am Rohr

| Art. Nr. | Rollstuhlrahmen |
|----------|-----------------|
| HW 406 | 25 mm + 19 mm |
| HW 404 | 22 mm + 19 mm |

