

Kopf- und Nackenpositionierungssystem ULTRA



Art. Nr. SU100

Die richtige Positionierung des Kopfes ist meistens eine grosse Herausforderung. ULTRA wurde entwickelt, um genau dies präzise, aktiv und kontrolliert zu gewährleisten sowie auch therapeutische Ziele zu erreichen.

ULTRA bietet folgende Vorteile:

- Verschiedene individuelle und präzise Anpassungen um den Patienten ein besseres Blickfeld zu ermöglichen.
- Die Form der Kopfstütze bringt Sicherheit und Komfort für den Benutzer.
- Maximale Unterstützung um spezifische Bedürfnisse abzudecken, auch nach vorne und hinten.

Ziel:

Patienten, die an Hypotonus leiden in verschiedenen Positionen und Richtungen effizient unterstützen. Patienten, die an Hypertonus leiden, erhalten effiziente, sichere und komfortable Unterstützung.



Die vielfältigen Anpassungsmöglichkeiten bieten optimale Winkel- und Tiefenverstellung und die Kugelgelenke der Kopf- und Nackenstütze ermöglichen eine sehr präzise Einstellung



Art. Nr. SUS 9-B/900

Wegschwenkbare **laterale Kopfführungspelotten** mit Halterung, Pelotten auch separat erhältlich, Art. Nr. 900 PAD



Art. Nr. SUS 9-B/920

Wegschwenkbare **Stirnpelotten** mit Halterung, Stirnpelotten auch separat erhältlich, Art. Nr. 920 PAD

Technische Daten:

Nackepolster (anpassbar)	Breite 20 cm	Höhe 7 cm
Kopfpolster	Breite 15.5 cm	Höhe 10 cm
Laterale Kopfführungspelotte	Breite 11 cm	Höhe 6 cm
Anpassbare Stirnpelotte	Breite 17 cm	Höhe 6 cm