

Universalrücken aus Memoryschaumstoff für Rollstühle

Art. Nr.: 404050



- Dieser Rücken hilft bei der Dekubitus Prophylaxe.
- Die ergonomische Einlage besteht aus Memoryschaumstoff und halbfestem Schaum.
- Der Überzug kann bei 40 °C in der Maschine gewaschen werden.
- Der Rücken wird nach unten hin schmaler, so dass er leicht auf alle Rollstühle montiert werden kann.
- 1 Jahr Garantie
- Der atmungsaktive Stoffüberzug verhindert das Schwitzen.

