

# Rücken-Schnellfixierungs- system



Bild oben:  
REC 1006  
mit MB-R-UE


## Rücken-Schnellfixierungsteil

Art. Nr. REC 1006

- Einsetzbar beispielsweise zur Fixierung von Sitzschalen
- Kompatibel mit V-Trak System
- Einfache Fixierung dank Schnellverschluss
- Material: unbeschichteter, rostfreier Stahl

Artikel	Art. Nr.
Rücken-Schnellfixierungsteil	REC 1006

Zubehör	Art. Nr.
Universal 3/4" = 19 mm, 7/8" = 22 mm, 1" = 25 mm	MB-R-UE
16mm Durchmesser	MB-R-16
20mm Durchmesser	MB-R-20
22mm Durchmesser	MB-R-22
25mm Durchmesser	MB-R-25
32mm Durchmesser (Netti 3)	MB-R-32
22mm viereckiges Rohr	MB-S-22
22mm viereckiges Rohr - diagonale Montage	MB-D-22
16mm DD (Sunrise, Sopur)	MB-DD-16
20mm DD (Tendercare)	MB-DD-20
22mm DD (Roxx/Cougar)	MB-RX
23mm DD (RJ Mobility, RJ 101)	MB-RJ
NETTI (Netti 1, Netti 2, Netti Svipp)	MB-NT
ETAC - passend zu Teleskop-Griffen	MB-ET
Einsatz zu Halteblock ETAC - Kreuz	MI-ETAC
Horizontale Halterung (Einzelteil) inkl.	MB-BH
Seitlicher Halteblock für SKS-Rollstuhl	MB-SKS



Das Rücken-Schnellfixierungsteil ist kompatibel mit allen  
seitlichen Halteblöcken von V-Trak