

Classic XS extra sensitive Kissen

Extra-weiches Antidekubitus Sitzkissen für den täglichen Gebrauch

1. Mehr Sitzkomfort durch weichere Streifen an der Oberfläche, für besonders empfindliche Patienten
2. Mehrere Wabenschichten sorgen für gleichmässige Druckverteilung
3. Seitliche Verstärkungen geben zusätzlichen Halt und Stabilität.
4. Leichtgewicht: weniger als 1,5 kg
5. Hygienevorteil durch Waschmaschinen- und Tumblerverträglichkeit
6. Inkontinenz-Einlage (Option)
7. Perforierter Wabenkörper ermöglicht optimale Luftzirkulation und lässt Feuchtigkeit verdunsten.
8. Atmungsaktiver Bezug für bestmögliche Ventilation

