

Classic Kissen

Wartungsfreies Antidekubitus Sitzkissen für den täglichen Gebrauch

1. Mehrere Wabenschichten sorgen für gleichmässige Druckverteilung.
2. Seitliche Verstärkungen geben zusätzlichen Halt und Stabilität.
3. Leichtgewicht: weniger als 1,5 kg
4. Hygienevorteil durch Waschmaschinen- und Tumblerverträglichkeit
5. Inkontinenz-Einlage (Option)
6. Perforierter Wabenkörper ermöglicht optimale Luftzirkulation und lässt Feuchtigkeit verdunsten.
7. Atmungsaktiver Bezug für bestmögliche Ventilation

