

StimuLITE® Coussin Pediatric Contoured Coussin d'assise anti-escarre et de positionnement pour enfant

- Assiette d'assise pour un maintien et un soutien optimal de la position assise
- Réhausse d'abducteur et adducteur pour un guidage parfait des jambes
- La structure en "nids d'abeille" permet de répartir les pressions ainsi qu'une adaptation morphologique
- La structure en „nids d'abeille“ perforée permet une bonne circulation d'air ainsi qu'à la transpiration de sécher
- Housse à échange d'air
- Poids du patient recommandé : 45kg
- Léger: seulement 0,5kg - 1kg
- Dimensions disponibles : voir liste de prix et mesure spéciale sur demande

