







2 Jahre Garantie

StimuLITE®

Pflege:	CONTOUR	CONTOUR XS	CLASSIC	CLASSIC XS	SLIMLINE	SLIMLINE XS
- waschbar bei 40° in der Maschine						
- trocknen im Wäschetrockner einzeln möglich	CD 1416-2220	CD XS 1416-2220	CL 1416-2422	CL XS 1416-2220	SM 1416-2020	SM XS 1416-2020
Druckverteilung	+ + +	+ + +	+ + +	+ + +	+ + +	+ + +
Ventilation	+ + +	+ + +	+ + +	+ + +	+ + +	+ + +
Rutschsicherheit	+ + +	+ + +	+ + +	+ + +	+ + +	+ + +
Schockabsorption	+ + +	+ + +	+ + +	+ + +	+ + +	+ + +
Anatomische Passform	Konturiert	Konturiert	Flach	Flach	Leicht konturiert	Leicht konturiert
Empfohlenes Körpergewicht in kg	60 - 130	45 - 100	60 - 100	40 - 90	60 - 100	40 - 85
In Sling erhältlich (Unterseite abgerundet)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Höhe in cm (ca.)	9 7,5 5	vorne 8 - 9 seitlich 7,5 hinten 4,5	7	7	5 - 6 6 4	5 - 6 6 4
Gewicht in kg	ca. 1,5	ca. 1,5	ca. 1,5	ca. 1,5	ca. 1,5	ca. 1,5

2 Jahre Garantie

StimuLITE®

Pflege: - waschbar bei 40° in der Maschine - trocknen im Wäschetrockner einzeln möglich	SMART	SPORT	SILVER	BARIATRIC	CONTOUR KINDER	CORBEE KINDER
	 SMRT 1416-2020	 SP 1416-2020	 SI 1616-1818	 CLB 2424-3024	 PDCD 1010-1414	 PD 1010-1414
Druckverteilung	++	++	+	+++	+++	+++
Ventilation	+++	+++	+++	+++	+++	+++
Rutschsicherheit	+++	+++	+++	+++	+++	+++
Schockabsorption	+++	+++	++	+++	+++	+++
Anatomische Passform	Flach	Flach	Flach	Flach	Konturiert	Flach
Empfohlenes Körpergewicht in kg	40 - 85	40 - 85	60 - 100	Bis 290	5 - 50	25 - 50
In Sling erhältlich (Unterseite abgerundet)	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Höhe in cm (ca.)	5	5	3,8	7,5	6,5 5,5 5	5,1
Gewicht in kg	ca. 1	ca. 1	0,7	ca. 3.4 - 4	0,5 - 1,0	0,5 - 1