

ALOVA Ergonomique

Ergonomisches Sitzkissen aus viskoelastischem Schaumstoff mit spezieller würfelförmiger Oberschicht für einen hohen Dekubitusschutz



- Die voneinander unabhängigen Würfel begleiten die Körperbewegungen und reduzieren auf diese Weise die Scherkräfte.
- Ein viskoelastischer Schaumstoff, der auf Temperaturschwankungen sehr **unempfindlich** reagiert.
- Die Schaumstoffwürfel begünstigen die Luftzirkulation und erleichtern die Thermoregulierung, das Risiko eines Wärmestaus wird reduziert.
- Das Einsinken des Körpers in das Kissen ergibt eine vergrösserte Auflagefläche, was den Auflagedruck reduziert und die Sitzstabilität erhöht.
- Elastischer Inkontinenzüberzug aus Promust PU (Polyurethanbeschichteter Polyesterjersey) mit rutschfester Unterseite, waschbar bis 90°.
- Entspricht den Feuernormen: EN597-1 und 2
- Spezialmass erhältlich.
- 1 Jahr Garantie.




Meliseptol® Foam pure

Für sanfte und schnelle Desinfektion


Nur eine Minute Einwirkzeit

Art. Nr. 19171 / 750 ml

Druckverteilung bei einem Patient, der 172 cm gross ist und 75 kg wiegt:



Gel-Kissen



ALOVA, ergonomisches Kissen

ALOVA Ergonomique

Art. Nr.	Breite	Länge	Höhe	Belast.
VCAE/M-E	43 cm	43 cm	9 cm	100 kg

Toleranz bei den Grössen: 0.5 cm
Aufpreis Spezialmasse: CHF 25.00