

# ALOVA Galbé

## Konturiertes viskoelastisches Schaumstoffkissen für ein stabiles und druckentlastendes Sitzen



- Ein viskoelastischer Schaumstoff, der auf Temperaturschwankungen sehr **unempfindlich** reagiert.
- Anatomisch geformt.
- Antidekubitusschutz.
- Das Einsinken des Körpers in das Kissen ergibt eine vergrösserte Auflagefläche, was den Auf-lagedruck reduziert (Druckentlastung).
- Elastischer Inkontinenzüberzug aus Promust PU (Polyurethanbeschichteter Polyesterjersey) mit rutschfester Unterseite, waschbar bis 90°.
- Spezialmass erhältlich.
- Entspricht den Feuernormen: EN597-1 und 2
- 1 Jahr Garantie.




### Meliseptol® Foam pure

Für sanfte und schnelle  
Desinfektion


Nur eine Minute Einwirk-  
zeit

Art. Nr. 19171 / 750 ml

Druckverteilung bei einem Patient, der 172 cm gross ist und 75 kg wiegt:



Gel-Kissen



ALOVA konturiertes Kissen

### ALOVA Galbé

Art. Nr.	Breite	Länge	Höhe	Belast.
VCAG405410-E	40 cm	40 cm	6.5 cm	90 kg
VCAG/M-E	43 cm	43 cm	6 cm	90 kg
VCAG455440-E	45 cm	45 cm	7.5 cm	110 kg
VCAG505440-E	50 cm	45 cm	7.5 cm	120 kg
VCAG430470-E	43 cm	47 cm	7.5 cm	110 kg

Toleranz bei den Grössen: 0.5 cm  
Aufpreis Spezialmasse: CHF 25.00

Überzug mit integriertem Abduktionsblock auf Bestellung erhältlich