

Oasis Katheter



hi-slip ist ein Harnkatheter, dessen Oberfläche mit einem hydrophilen Polymere beschichtet ist. Dieses wird sehr gleitfähig, sobald es in Wasser eingetaucht wird. Damit wird die Reibung des Katheters in der Harnröhre während der intermittierenden Selbstkatheterisierung (ISK) vermindert.

Der Katheter ist in drei verschiedenen Typen erhältlich:

- **hi-slip** Standard
- **hi-slip plus** mit sterilem Wasser

Grösse/Art	hi-slip®	hi-slip plus
Kinder CH06, 20 cm	x	x
Kinder CH08, 20 cm	x	x
Kinder CH10, 20 cm	x	x
Kinder CH06, 30 cm	x	x
Kinder CH08, 30 cm	x	x
Kinder CH10, 30 cm	x	x