

# Latexfreie Kondom-Urinale


- Bestehen aus hautfreundlichem Silikon
- Durchsichtig, geruchsneutral und atmungsaktiv
- Vier verschiedene Modelle
- Erhältlich in fünf verschiedenen Durchmessern: S (25 mm) bis XL (41 mm)

## UltraFlex®



### UltraFlex

- Selbsthaftendes Kondom-Urinal




## “POP-ON”



### POP-ON

- Kurze Version des UltraFlex Kondom-Urinal
- Eignet sich besonders bei retrahierter Anatomie



## WIDE band®



### WIDE band

- Kondom-Urinal mit einem grösseren selbsthaftenden Bereich, als beim UltraFlex Kondom-Urinal
- Bietet noch mehr Sicherheit



## THE NATURAL® CATHETER



### Natural

- Nicht selbsthaftendes Kondom-Urinal
- Befestigung anhand eines wiederverwendbaren Fixationsband
- Besonders geeignet für Personen, welche den Kondom-Urinal mehrmals täglich wechseln

