

CAREBAG



Beinbeutelfixierung

S Art.Nr. 091250-01.01.058

M Art.Nr. 091250-03.01.058

L Art.Nr. 091250-05.01.059

Die besondere Textilkonstruktion von CAREBAG verteilt die erforderliche Spannung zur sicheren Fixierung eines gefüllten Beinbeutels über die gesamte Fläche der Haut. Dadurch werden unangenehme Einschnürungen am Ober- oder Unterschenkel vermieden. Der Urinbeinbeutel wird ganzflächig leicht angedrückt. Eigenschwingungen des Beutels werden so verhindert und Geräusche minimiert. Für Beinbeutel bis 750 ml.

Material: 80% Polyester, 20% Elastan, Latex free

Waschbar bei 60°C



**Beinumfang
in cm:**

	S	M	L
	30-45	45-65	55-80
<i>Messen Sie den Beinumfang</i>			



Carebag über das Bein streifen.



*Beinbeutel in die Tasche schieben.
Zuleitungsschlauch durch die Fixierlöcher stecken.*



Auch für Unterschenkelanwendung geeignet.