

Fachhändler / Kd.-Nr.:	Bestellung	zur Ansicht	Offerte
	Kommission:		
	Datum:		
Lieferadresse:	Bemerkung:		

## GoTo Oberkörper - Positionierung



### Haltegurt für Oberkörper

#### Merkmale:

- ✓ Flexible Seitenpelotten
- ✓ Atmungsaktive Polsterung in verschiedene Farbkombinationen
- ✓ Einfache 5-Punkt Stabilisierung für den Oberkörper
- ✓ Höhenverstellbare Kopfstütze
- ✓ Stabiler, leichter Kunststoffkorpus
- ✓ Adaption für Sitze, Rehawagen, etc.
- ✓ Leicht abwaschbare Kunstlederversion erhältlich



	Grösse 1	Grösse 2
Alter Nutzer ca.	1-3 Jahre	3 - 8 Jahre
Sitz bis Oberkante Kopfstütze	38 - 54cm	51 - 68cm
Breite Seitenpelotten	19 - 26cm	21 - 30cm
Sitztiefe	17,5cm	24,4cm
Nutzergewicht max.	15kg	30kg

Empfohlene Verkaufspreise CHF exkl. MWST.  
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

GoTo Sitz				
<b>Grundmodell</b>				
	GoTo Gr. 1	Art. 167-501-*		CHF 779.-
	GoTo Gr. 2	Art. 167-502-*		CHF 949.-
	Farbe:			
	Navy/Blau	Art. *-05-*		inkl.
	Pink/Lila	Art. *-04-*		inkl.
	Kunstleder-Version in Rot	Art. *-09-*		+ CHF 120.-
<b>Optionen</b>				
<b>Kopfstütze</b>				
	Standardkopfstütze	Art. *-S		inkl.
	Konturkopfstütze	Art. *-C		+ CHF 86.-
<b>Bodenplattform</b>				
	für Gr. 1 und Gr. 2	Art. 176-500		CHF 280.-
<b>Konturkissen 2-teilig</b>				
	Grösse 1	Art. 167-101		CHF 235.-
	Grösse 2	Art. 167-201		CHF 235.-
Rote Kunstlederversion	Grösse 1	Art. 167-101-09		CHF 235.-
	Grösse 2	Art. 167-201-09		CHF 235.-

Empfohlene Verkaufspreise CHF exkl. MWST.  
 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.