

MyWay+



BESTELLBLATT

Rechnungsadresse oder Kundennummer			Versandadresse	entspricht der Rechnungsadresse
KD.-Nr.			KD.-Nr.	
Name:			Name:	
Str.:			Str.:	
PLZ / Ort:			PLZ / Ort:	
E-Mail:			E-Mail:	
Tel.:			Tel.:	
Bestellinformation			Nutzergewicht	
Bestellung	Kostenvoranschlag	FMG (Für Mich Gebaut)	Maximales Nutzergewicht: 80 kg	
Kommission:				
Stand 03.07.2024. Preise gültig bis auf Widerruf				
*Abbildungen können von tatsächlichen Produktausführung abweichen. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.				

Grundpreis in CHF **5'480.00**

Alle Preise exkl. der gesetzl. MwSt.

Grundausrüstung:

- Gestellrahmen mit höhen- und winkelverstellbaren Führungseinheit
- Rollen mit Rücklaufstopp
- Rollen mit Richtungsfeststeller
- Rollen mit Schleifbremse
- Rollen mit Feststeller
- Rollen mit Einsatz von „Side-Stepping“
- Gestell faltbar für Transport
- Für Transport zerlegbar
- Werkzeugfreie Einstellung
- Schultergurte und Aufnahme für Unterstützungsweste
- Neue Rollen für innen und aussen

Gestellrahmen	Grösse 1	Grösse 2	Grösse 3
Alter Nutzer ca.	1 - 5 Jahre	4 - 11 Jahre	9 - 16 Jahre
Schulterhöhe vom Boden	590 - 870 mm	870 - 1190 mm	1070 - 1490 mm
Sattelhöhe	220 - 440 mm	400 - 610 mm	550 - 810 mm
Nutzergewicht	25 kg	50 kg	80 kg
Gestellgrösse LxB	570 x 720 mm	670 x 850 mm	720 x 1100 mm

Unterstützungsweste	Grösse 1	Grösse 2	Grösse 3	Grösse 4	Grösse 5	Grösse 6
Alter Nutzer ca.	1 - 4 Jahre	2 - 6 Jahre	5 - 9 Jahre	8 - 12 Jahre	11 - 14 Jahre	13 - 16 Jahre
Umfang Nabelhöhe	460 - 560 mm	500 - 600 mm	550 - 650 mm	600 - 700 mm	700 - 800 mm	800 - 900 mm
Nutzergewicht	50 kg	50 kg	50 kg	80 kg	80 kg	80 kg
Farbe	Lila	Grün	Blau	Rot	Orange	Grau

Grundmodell		CHF
Gestellrahmen		
209-1600	Grösse 1	5'480.00
209-2600	Grösse 2	5'697.00
209-3600	Grösse 3	6'201.00
Weste mit Beinführung und Korsettverschluss. Bitte passende Grösse auswählen! Weste wird benötigt		
173-4100-04	Grösse 1, Lila	658.00
173-4200-07	Grösse 2, Grün	658.00
173-4300-02	Grösse 3, Blau	725.00
173-4400-09	Grösse 4, Rot	781.00
173-4500-06	Grösse 5, Orange	833.00
173-4600-08	Grösse 6, Grau	850.00
Zubehör, Sattel, abklappbar, abnehmbar		
173-1671	Grösse 1, passend für Rahmen Grösse 1 und Grösse 2	605.00
173-2671	Grösse 2, passend für Rahmen Grösse 2 und Grösse 3	630.00
209-1671	Grösse 1, extra schmal	419.00
209-2671	Grösse 2, extra schmal	447.00
209-1679	Grösse 1, Oberschenkelteiler (nur mit Sattel, schmal)	174.00
209-2679	Grösse 2, Oberschenkelteiler (nur mit Sattel, schmal)	202.00
209-3679	Grösse 3, Oberschenkelteiler (nur mit Sattel, schmal)	231.00
Zubehör, Handgriffe für Nutzer		
209-1667	Einfach, Grösse 1	687.00
209-2667	Einfach, Grösse 2	701.00
209-3667	Einfach, Grösse 3	710.00
209-1740	Komplex, Grösse 1	1'211.00
209-2740	Komplex, Grösse 2	1'268.00
209-3740	Komplex, Grösse 3	1'371.00
209-1741	MyWay+ Zylindergriff für komplexe Handgriffe	115.00
Zubehör, Fussführung gleitend		
209-1700	Grösse 1	636.00
209-2700	Grösse 2	624.00
209-3700	Grösse 3	638.00
Zubehör, Kopfstütze		
209-1680	Komplex	661.00
173-1680	Flach	510.00
Zubehör, Schiebebügel		
209-1691	Grösse 1	616.00
209-2691	Grösse 2	616.00
Zubehör, Liftergurte für Weste		
173-1800	Set	253.00
Zubehör, Smart Pedal Walker		
173-1750	Smart Pedal Walker (Einheitsgrösse) erfordert Sandalen	1'140.00
152-1600	Sandalen Grösse 1	271.00
152-2600	Sandalen Grösse 2	271.00
152-3600	Sandalen Grösse 3	271.00
173-2305	Kleine Knöchelgurte (mit Sandalen zu verwenden)	311.00
173-3305	Grosse Knöchelgurte (mit Sandalen zu verwenden)	311.00

Alle Preise exkl. der gesetzl. MwSt.

Bilder Optionen MyWay+



// Gestellrahmen

// Weste mit Beinführung
(Bild zeigt eine Weste von 6)

// Oberschenkelteiler



// Sattel, abklappbar



// Handgriffe, komplex



// Kopfstütze, komplex



// Kopfstütze, flach



// Schiebebügel



// Smart Pedal Walker



// Knöchelgurte

Kommentare

MyWay+

CHF

Grundpreis	<input type="text"/>
Summe der Preiszuschläge (Bitte addieren Sie die Preiszuschläge und tragen Sie die Summe rechts ein)	<input type="text"/>
Preis ohne MwSt.	<input type="text"/>

Datum

Unterschrift

Tag Monat Jahr



*Abbildungen können von tatsächlichen Produktausführung abweichen.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

03.07.2024

Rehatec AG
Ringstrasse 15
CH-4123 Allschwil
Tel.: +41 (0) 61 487 99 11
Fax: +41 (0) 61 487 99 10
E-Mail: office@rehatec.ch
www.rehatec.ch