

Fachhändler / Kd.-Nr.:	Bestellung	zur Ansicht	Offerte
	Kommission:		
	Datum:		
Lieferadresse:	Bemerkung:		

Mygo+ Sitz by LECKEY[®]

Modulares Sitzsystem

Grundausrüstung:

- ✓ Modulare Sitzeinheit
- ✓ Sitzschalenadapter
- ✓ Einstellung von Abduktion, Windschlag und Beinlängenausgleich
- ✓ Rückenhöhe werkzeuglos einstellbar
- ✓ Ergonomische Rückenwinkelverstellung
- ✓ Aufnahmen für Kopfstützen und weiteres Zubehör
- ✓ Flexible Lendenanstützung
- ✓ Crash getestet nach ISO 16840-4
- ✓ Einstellbare Schulterführung bei Grösse 2 und 3



Abbildung Mygo Sitz Gr. 2 mit Hi-low Untergestell und Zubehör

	Grösse 1	Grösse 2	Grösse 3	Nutzerangaben
Alter Nutzer ca.	3 - 10 Jahre	8 - 14 Jahre	8 - 16 Jahre	
Nutzergewicht	50kg	60kg	70 kg	
Sitztiefe	27 - 42cm	35 - 47cm	35 - 47cm	
Sitzbreite	20 - 32,5cm	22 - 34,5cm	25 - 40cm	
Rückenhöhe	36 - 47cm	46 - 57cm	46 - 57cm	
Brustbreite	17 - 27cm	17 - 27cm	20 - 30cm	
Unterschenkellänge	21,5 - 35cm	31,5 - 47cm	31,5 - 47cm	
Höhe Armlehnen	16 - 21cm	21 - 26cm	21 - 26cm	
Abduktionswinkel Beine	8°	8°	8°	
Adduktionswinkel Beine	12°	20°	20°	
Sitzhöhe Hi-low Gestell*	36 - 70 cm	36 - 70 cm	36 - 70 cm	
Rückenwinkelverstellung -10° - +25°				
Sitzwinkelverstellung Hi-low Gestell -10° - +25°				

Empfohlene Verkaufspreise CHF exkl. MWST.
 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Preisänderungen vorbehalten

Grundmodell

Sitzeinheit	Grösse 1	Art. 117-610-G		CHF 2'341.-
	Grösse 2	Art. 137-600-G		CHF 2'720.-
	Grösse 3	Art. 185-600-G		CHF 2'868.-


Dynamische Rückenverstellung mit Gasfeder	100N	Art. 137-661		CHF 581.-
	150N	Art. 137-662		CHF 581.-

Untergestelle




Hi-low Zimmeruntergestell, mit Höhen- und Neigungsverstellung, anthrazit grau 100mm Rollen mit Feststeller, inkl. höhenverstellbarem Schiebegriff und Adapter

	Gasfeder	Art. 102-2753-G		CHF 2'680.-
	Hydraulisch	Art. 102-2766-G		CHF 2'808.-

Hi-low Kombigestell, mit Höhen- und Neigungsverstellung, anthrazit grau 12 1/2 Hinterräder, Vorderräder mit Richtungsfesteller, inkl. höhenverstellbarem Schiebegriff und Adapter

	Gasfeder	Art. 102-2767-G		CHF 4'083.-
	Hydraulisch	Art. 102-2768-G		CHF 4'373.-

Bezüge (Set)

			
*=Farbcode	Petrol-11	Blau-12	Rot-13

Gurt und Bezugset


- Sitzpolster - Beinführungspolster (Gr.1) - Lendenpolster - Rückenpolster - Gr. 2 & 3 mit Schulterpolster	Grösse 1	Art. 117-1851-*		CHF 716.-
	Grösse 2	Art. 117-2851-*		CHF 893.-
	Grösse 3	Art. 185-2851-*		CHF 987.-

Empfohlene Verkaufspreise CHF exkl. MWST.
 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.


Preisänderungen vorbehalten

Fuss Stabilisierung


Fussstützen, geteilt, Höhen-, Fusswinkel- und Kniewinkel einstellbar (Paar)

	Grösse 1	Art. 117-1776		CHF 302.-
	Grösse 2	Art. 117-2776		CHF 302.-


Fusschalen inklusive Fussgurten (Paar)

	Grösse 1	Art. 152-1600		CHF 271.-
	Grösse 2	Art. 152-2600		CHF 271.-
	Grösse 3	Art. 152-3600		CHF 271.-

Durchgehender Fusskasten, gepolstert


	klein	Art. 117-3776		CHF 539.-
	gross	Art. 117-4776		CHF 539.-

Knöchelgurte/Ankle Huggers (Paar)


	Umfang oberhalb des Knöchels angeben:	FT240		CHF 251.-
--	---	-------	--	-----------

Becken Stabilisierung


Beckengurt, schwarz

	Grösse 1	Art. 117-1860		CHF 156.-
	Grösse 2	Art. 117-2860		CHF 156.-
	Grösse 3	Art. 117-3860		CHF 156.-

Beckenfixierung umgreifend

	Grösse 2	Art. 117-476		CHF 537.-
	Grösse 3	Art. 117-477		CHF 537.-
	Grösse 4	Art. 117-478		CHF 537.-
	Grösse 5	Art. 117-479		CHF 537.-
	Grösse 6	Art. 117-480		CHF 537.-

Beckenpelotten mit Bezug, empfohlen in Verbindung mit Beckenfixierung umgreifend

	Grösse 1	Art. 117-642-05		CHF 507.-
	Grösse 2	Art. 117-643-05		CHF 507.-

Empfohlene Verkaufspreise CHF exkl. MWST.
 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Kniepolster, Paar, schwarz				
	eine Grösse	Art. 117-765-05VIN		CHF 172.-
Armlehnen				
Armlehnen, Paar, höhen- und winkelverstellbar, mit Tischaufnahme				
	Grösse 1	Art. 117-1777		CHF 281.-
	Grösse 2	Art. 117-2777		CHF 281.-
	Grösse 3	Art. 185-604		CHF 317.-
Therapeutische und Zubehör				
Tisch, schwarz (Nur in Verbindung mit Armlehnen!)				
	Grösse 1 & 2	Art. 117-646		CHF 414.-
	Grösse 3	Art. 117-647		CHF 414.-
Tisch, gepolstert				
	Grösse 1 & 2	Art. 117-652		CHF 522.-
Ellenbogenpolster für Tisch				
	eine Grösse	Art. 117-641		CHF 195.-
Rumpf Stabilisierung				
Seitenpelotten, fest, winkel-, tiefen- und breitenverstellbar (Paar)				
	Beschlag gerade Gr. 1 & 2	Art. 117-803		CHF 380.-
	Beschlag eng (-2,5cm Rumpfbreite)	Art. 117-838		CHF 380.-
Seitenpelotten, abklappbar, winkel-, tiefen- und breitenverstellbar (Paar)				
	Beschlag gerade	Art. 117-837		CHF 568.-

Empfohlene Verkaufspreise CHF exkl. MWST.
 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Sternungurt (nur in Verbindung mit Seitenpelotten!)				
	eine Grösse	Art. 137-808-05		CHF 210.-
Bodypoint Brustschultergurt				
	Passende Weste, ohne Reissverschluss	Art. SH351		CHF 249.-
	Passende Weste, mit Reissverschluss	Art. SH350		CHF 249.-
Bodypoint Pivot-Fit				
	Passende Weste, Standard	Art. SH290		CHF 249.-
	Passende Weste, leicht elastisch	Art. SH295		CHF 249.-
Kopf Stabilisierung				
Kopfstütze, kontur, mit Schwanenhalsaufnahme, Bezug schwarz				
		Art. 117-699-05		CHF 580.-
Kopfstütze, flach, mit Schwanenhalsaufnahme, Bezug schwarz				
		Art. 117-851-05		CHF 349.-
Seitenführung für Kopfstütze flach, Bezug schwarz				
		Art. 120-893-05		CHF 248.-
Schulterführung, winkelverstellbar (Bei Grössen 2 und 3 bereits inkl.)				
	Schulterführung	Art. 137-621		CHF 281.-
	Polster petrol	Art. 137-801-11		CHF 158.-
	Polster blau	Art. 137-801-12		CHF 158.-
	Polster rot	Art. 137-801-13		CHF 158.-