


Lagerung und Positionierung

Lagerung & Entlastung



Eigenschaften

- ✓ Öko-Tex Klasse 2 zertifiziert
- ✓ Silver Ag+ IONS – Sanitized Silver bekämpft die Entwicklung von Mikroorganismen
- ✓ Vacuum Touch™-Konzept für die stabile Verteilung der Mikrokügelchen

Positionierungskissen

Beschreibung









Die Positionierungskissen von Asklé ermöglichen eine Vielzahl von verschiedenen Lagerungen.

Sie mindern den Druck in den gefährdeten Bereichen, beugen Dekubitus vor und steigern das Wohlbefinden des Patienten.

Die leichten und beweglichen Kissen haben einen Bezug aus PU-Polycarbonat und ein beschichtetes Polyamidgewebe für eine verbesserte Leistung und Haltbarkeit.

Zudem sind die Kissenbezüge ultraschallverschweisst, um das Eindringen von Flüssigkeiten zu verhindern.

Art.Nr.	Indikationen	
 <p>VCP12 Kreisförmiges Kissen Das anatomisch geformte Kreislagerungskissen sorgt für eine stabile Körperhaltung des Patienten und entlastet Druckstellen und Dekubitusbereiche.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Minderung von Druckstellen ✓ Vorbeugung von Dekubitus 	
 <p>VCP01 Halbkreisförmiges Kissen Das halbkreisförmige Kissen reduziert den Druck auf Knöchel und Knie und unterstützt die Abduktion der unteren Gliedmassen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Abduktion der unteren Gliedmassen ✓ Reduziert den Druck um die Knie und den inneren Knöchel 	0.36 kg
 <p>VCP02 Universalkissen 1 (klein) Das T1 Universalkissen eignet sich für alle Lagerungspositionen und kann alleine oder mit anderen Kissen verwendet werden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Prävention des Kreuzinfektionsrisikos 	0.23 kg
 <p>VCP03 Universalkissen 2 (gross) Das T2 Universalkissen eignet sich für alle Lagerungspositionen und kann alleine oder mit anderen Kissen verwendet werden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Prävention des Kreuzinfektionsrisikos 	0.58 kg

Art.Nr.	Indikationen	
 <p>VCP04 Zylinderförmiges Kissen Das zylindrische Kissen wird zur Unterstützung der Knie als Teil der Druckversorgungslösung für Patienten mit Immobilität der unteren Gliedmassen und Problemen mit dem unteren Rücken oder der Hüfte empfohlen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Reduziert die Lordose der Lendenwirbelsäule ✓ Lindert Facettengelenkschmerzen ✓ Schützt Kniegelenke 	0.64 kg
 <p>VCP05 Fusspositionierungskissen Das Fersen- und Fusskissen entlastet den Bereich des Fusses. An den Fersen entstehen u.a. am häufigsten Druckverletzungen, insbesondere bei bettlägerigen Patienten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Förderung des venösen Rückflusses ✓ Reduktion des Traumas ✓ Vorbeugung von Überdruck auf Achillessehne und den Knöchelbereich 	0.23 kg
 <p>VCP06 Handpositionierungskissen Das Handpositionierungskissen eignet sich besonders zur Linderung von Hand- oder Ellenbogenschmerzen, welche durch Verletzungen oder Gelenk- und Nervenerkrankungen verursacht werden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Förderung des venösen Rückflusses ✓ Reduktion des Traumas ✓ Geeignet zur Positionierung anderer Körperbereiche wie Fersen oder Kopf 	0.23 kg
 <p>VCP07 Hüftabduktionskissen Das Hüftabduktionskissen dient zur Hüftabduktion bei Patienten mit dem Risiko einer Hüftluxation.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Begrenzung des Luxationsrisikos nach einer Hüfttotalendoprothese 	0.43 kg
 <p>VCP08 (<165cm) & VCP11 (>165cm) Positionierungskissen lateral 30° Das Dekubituskissen ist ideal, um schwer zu behandelnde Bereiche zu entlasten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Entlastung von Druckgeschwüren im Trochanterbereich (vor allem bei Bettlägerigkeit in Seitenlage) 	1.9 kg
 <p>VCP09 Halbkreispositionierungskissen Das Halbmondkissen hilft bei der Druckentlastung im Kreuzbein-, Sitzbein- und Fersenbereich.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Begrenzt das Risiko des Vorwärtsrutschens ✓ Unterstützungslösung zum Profilieren von Betten ✓ Zur Druckentlastung von Ellbogen und Händen 	1.9 kg
 <p>VCP10 Transporttasche Eine leichte Transporttasche für die Positionierungskissen von Asklé. Auch als Aufbewahrungstasche geeignet. Grösse 80 x 90 cm</p>		
 <p>19796 Meliseptol Foam Pure Flächendesinfektion Der gebrauchsfertige Desinfektionsschaum ist für empfindliche Oberflächen geeignet und kann auch im Lebensmittelbereich eingesetzt werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Auch für empfindliche Materialoberflächen geeignet ✓ Schaumprühkopf verhindert beim Sprühen die Aerosolbildung ✓ Wirkungszeiten beachten, Flächen nicht trockenreiben 		750 ml