



Reha-Autositz für Kinder, lange mitwachsend

Rückhalteeinrichtung für spezielle Anforderungen „S“
ECE R129/03 S
Frontaufprall/ Seitenaufprall
76 - 135 cm / 9 bis 36 kg

- Bestellung**
- Kostenvoranschlag**

Stand: 01.04.2025

alle Preise in CHF inkl. MwSt.;
 gültig bis auf Widerruf

Rechnungsadresse	Kunden-Nr.:
Firma:	_____
Straße:	_____
PLZ / Ort:	_____
Telefon:	_____
Ansprechpartner:	_____
Datum:	_____
Versandadresse	
Firma:	_____
Straße:	_____
PLZ / Ort:	_____
Kommission:	_____
Bemerkung:	_____

GRUNDMODELL	Art.-Nr.	Preis
<input type="checkbox"/> AVOVA Sperling Reha	9800005260000	2'544.00

Grundausrüstung:

Sitz und Rücken mit integrierter 9-fach höhenverstellbarer Kopfstütze; inkl. integrierter Rastarme zur Verankerung des Sitzes in den Isofix-Aufnahmepunkten entsprechend ausgerüsteter Fahrzeuge; Top Tether; integrierte Rückenlehnenverstellung; Seitenaufprallschutz durch integrierte Energie-absorbierende Elemente; abnehmbare Thorax- und Sitzseitenpelotten; 5-Punkt-Gurt; Schultergurtpolster; Gurtschildpolster; abnehmbare Abduktionsführung; abnehmbare Bezüge.

Maße: Sitztiefe (bis Schrittgurt): 16 (21 cm), Sitzbreite: 26 - 37 cm, Rückenhöhe (Sitz innen): 76 cm, Schulterhöhe (Gurtführung): 30 - 51 cm, Gesamtmaß: (B x H x T) 43 x 63 x 47cm, Gewicht des Sitzes: 13 kg

ZUBEHÖR	Art.-Nr.	Preis
---------	----------	-------

Adapterplatte + Funktions-Unterbauten sind Voraussetzung für die Nutzung des Zubehörs.

<input type="checkbox"/> Adapterplatte	9800005300000	315.00
+ <input type="checkbox"/> Fußstützenaufnahme*	9800005310000	330.00
+ <input type="checkbox"/> Fußstützenaufnahme mit Seatfix**/**/***	9800005320000	660.00
+ <input type="checkbox"/> Drehplatte, rechtsdrehend**/**	9800005340000	930.00
+ <input type="checkbox"/> Drehplatte, linksdrehend**/**	9800005341000	930.00
+ <input type="checkbox"/> Neigungsplatte**/**	9800005330000	960.00
+ <input type="checkbox"/> Dreh- und Neigungsplatte, rechtsdrehend**/**	9800005350000	1'140.00
+ <input type="checkbox"/> Dreh- und Neigungsplatte, linksdrehend**/**	9800005351000	1'140.00

Zubehör für Funktions-Unterbauten	Art.-Nr.	Preis
+ <input type="checkbox"/> Fußstütze (Tiefe: 12 cm) abklappbar und winkelverstellbar	9800005370000	660.00
+ <input type="checkbox"/> Stützfuß (entfällt bei vorhandener Fußstütze)	9800005380000	432.00
+ <input type="checkbox"/> Stabilisierungsbügel	9800005360000	165.00
+ <input type="checkbox"/> Kissen für Funktionsplatte	9800005130000	138.00

Zubehör für AVOVA Sperling Reha	Art.-Nr.	Preis
<input type="checkbox"/> Sitzkeil, unten (+ 10°) (Sitzkeil und Drehplatte sind nicht gleichzeitig einsetzbar)	9800008104000	189.00
<input type="checkbox"/> Unterarmauflage	9800005270000	540.00
<input type="checkbox"/> Gurtschildpolster (groß)	9700663440000	117.00
<input type="checkbox"/> Autositz-Schutz mit Rücken	9800008141000	87.00
<input type="checkbox"/> Anti-Escape-Weste	9800008260000	93.00



* Diese Produkte beinhalten immer einen Fußstützenadapter und Seatfix.

** Der Fußstützenaufnahme mit Seatfix ist geeignet für Fahrzeuge, bei denen der untere ISOFIX-Ankerpunkt **nicht höher als 3 cm** über der Sitzfläche des Fahrzeugsitzes liegt. Bitte prüfen Sie die ISOFIX Position in Ihrem Fahrzeug - nur bei Fußstützenaufnahme und Fußstützenaufnahme mit Seatfix.

*** unter 1m Körpergröße eingeschränkt nutzbar