

Positionnement du bas du corps



Les ceintures de sécurité dans les voitures et les sièges d'auto pour enfants sont toutes normalisées et testées.

L'utilisateur de fauteuil roulant ne mérite rien de moins que d'utiliser les ceintures Bodypoint® qui sont fabriquées selon toutes les normes de sécurité.

Normes de performance testées indépendamment.

Y compris ISO, ANSI / RESNA et EN.



Fixation des pieds Ankle-Huggers®

La solution originale et brevetée pour stabiliser les pieds tout en maintenant une liberté de mouvement contrôlée: Le positionnement sur les chevilles soulage les articulations et augmente considérablement le confort.

Le nouveau design pour les tailles S à XL avec boucle ErgoLatch™ et réglage par Velcro permet un ajustement optimal.

Le nouveau matériau augmente la stabilité et le confort grâce à la zone élastique au-dessus du tendon d'Achille.



ErgoLatch™ Boucle:
Discret et facile d'utilisation

Matériel de fixation inclus



La nouvelle fermeture velcro est avec la Sangle connectée de grande qualité, de meilleure résistance aux plis. La languette en caoutchouc permet un ajustement simple.



Zone de flexion
brevetée pour un
confort accru.



Tableau de mesures ANKLE HUGGERS®



Tour de cheville

Taille	N° d'art.	Tour de cheville
XS	FT210/220XS	14 – 17cm (5-1/2 – 6-3/4")
S	FT240S	16.5 – 20cm (6-1/2 – 8")
M	FT240M	19 – 23.5cm (7-1/2 – 9-1/4")
L	FT240L	23 – 28cm (9 – 11")
XL	FT240XL	26.5 – 33cm (10-1/2 – 13")

Bandes de mollets Aeromesh®

Réparti uniformément la pression sur les membres inférieurs et contrôle doucement la flexion. L'Aeromesh® favorise la ventilation à travers les pores et garde en même temps sa forme sans se plisser. Les pieds sont maintenus en toute sécurité et confortablement sur la platte forme et laisse les mollets détendus.

Aeromesh® Fixation mollets



SP103S Small
SP103M Medium
SP103L Large


Bande de mollets Aeromesh®



SP102S Small
SP102M Medium
SP102L Large

Tableau de mesures pour Fixation mollets et bande de mollets

Mesurez le cadre incurvé autour des jambes depuis l'extérieur du fauteuil roulant.



S	35 - 40cm (14-16")
M	40 - 50cm (16-20")
L	50 - 61cm (20-24")

Bande universelle

Convient pour les besoins de positionnement pour toute la journée ou à temps partiel tels que pour de voyage en véhicule (pas de substitut à l'arrimage), pour le sport, pour l'apprentissage ou pour le travail. Donne également une tenue optimale sur un terrain accidenté.

Bande universelle élastique



SP110S,	Small, largeur:	7.5 cm
SP110L,	Large, largeur:	11.5 cm
SP110XL,	X-Large, largeur:	15 cm

Facile à installer et polyvalent: il convient comme Aide au positionnement pour les utilisateurs et les thérapeutes. La bande peut également être utilisée pour une fixation flexible des cuisses. La boucle de pouce renforcée permet une manipulation facile même avec une fonction manuelle limitée.

Longueur utile: 142 cm

- Velcro pour utilisation simple d'une seule main
- ECoupe facile sans effilochage

Bande universelle élastique



SP111S,	Small, largeur:	7.5 cm
SP111L,	Large, largeur:	11.5 cm
SP111XL,	X-Large, largeur:	15 cm

Les bandes d'extension élastiques sont conçues pour fournir une longueur supplémentaire à la bande élastique universelle avec les mêmes propriétés exceptionnelles.

Cet accessoire est simplement attaché à l'extrémité de la bande élastique universelle avec le Velcro pour augmenter la longueur totale.

Longueur utile: 72,5 cm