

Nouveau pour enfants

pico

Dynamic support for kids



Inspiré par les thérapeutes - Les thérapeutes ont montré le support nécessaire et souhaité pour les jeunes patients et V-Trak a reproduit cette attente.



Une valeur interne - Au travers de toute la gamme V-Trak les ajustements se font depuis l'intérieur du dossier.



Parce que les enfants sont des enfants - Adaptable, flexible, et durable. La ligne Pico a été spécialement conçue pour les enfants. Les dossiers peuvent être ajustés lors de prise ou perte de poids ainsi que lors de croissance.



Allonge dorsale - BKXT-S



Peut être monté dans les deux sens



Beaucoup d'accessoires disponibles comme par exemple la fixation de harnais, no. d'art. UHC



VP-DC1 - Dossier Deep Contour



VP-P1 - Dossier Profile

Taille/modèles

		Hauteur (cm)	Largeur extérieure (cm)	Largeur intérieure (cm)	contour (cm)	poids (kg)
VP-P1	V-Trak Dossier pédiatrique Profile	24	30 > 33	23 > 26	5 > 7	0.8 kg
VP-DC1	V-Trak pédiatrique Deep Contour	24	32 > 38	26 > 32	7 > 10	0.9 kg
BKXT-S	Allonge dorsale taille S	10	18	N/A	N/A	0.17 kg

Nouveau pour enfants



Inspiré par les thérapeutes - Les thérapeutes ont montré le support nécessaire et souhaité pour les jeunes patients et V-Trak a reproduit cette attente.



Une valeur interne - Au travers de toute la gamme V-Trak les ajustements se font depuis l'intérieur du dossier.



Parce que les enfants sont des enfants - Adaptable, flexible, et durable. La ligne Pico a été spécialement conçue pour les enfants. Les dossiers peuvent être ajustés lors de prise ou perte de poids ainsi que lors de croissance.



Allonge dorsale - BKXT-S



Peut être monté dans les deux sens



Beaucoup d'accessoires disponibles comme par exemple la fixation de harnais



VP-DC1 - Dossier Deep Contour



VP-P1 - Dossier Profile

Taille/modèles

		Hauteur (cm)	Largeur extérieur (cm)	Largeur intérieur (cm)	contour (cm)	poids (kg)
VP-P1	V-Trak Dossier pédiatrique Profile	24	30 > 33	23 > 26	5 > 7	0.8 kg
VP-DC1	V-Trak pédiatrique Deep Contour	24	32 > 38	26 > 32	7 > 10	0.9 kg
BKXT-S	Allonge dorsale taille S	10	18	N/A	N/A	0.17 kg