










2 Jahre Garantie

# StimuLITE®

Pflege:	CONTOUR	CONTOUR XS	CLASSIC	CLASSIC XS	SLIMLINE	SLIMLINE XS
- waschbar bei 40° in der Maschine						
- trocknen im Wäschetrockner einzeln möglich	<b>CD</b> 1416-2220	<b>CD XS</b> 1416-2220	<b>CL</b> 1416-2422	<b>CL XS</b> 1416-2220	<b>SM</b> 1416-2020	<b>SM XS</b> 1416-2020
<b>Druckverteilung</b>	+ + +	+ + +	+ + +	+ + +	+ + +	+ + +
<b>Ventilation</b>	+ + +	+ + +	+ + +	+ + +	+ + +	+ + +
<b>Rutschsicherheit</b>	+ + +	+ + +	+ + +	+ + +	+ + +	+ + +
<b>Schockabsorption</b>	+ + +	+ + +	+ + +	+ + +	+ + +	+ + +
<b>Anatomische Passform</b>	Konturiert	Konturiert	Flach	Flach	Leicht konturiert	Leicht konturiert
<b>Empfohlenes Körpergewicht in kg</b>	60 - 130	45 - 100	60 - 100	40 - 90	60 - 100	40 - 85
<b>In Sling erhältlich (Unterseite abgerundet)</b>	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Höhe in cm (ca.)</b>	9 7,5 5	vorne 8 - 9 seitlich 7,5 hinten 4,5	7	7	5 - 6 6 4	5 - 6 6 4
<b>Gewicht in kg</b>	ca. 1,5	ca. 1,5	ca. 1,5	ca. 1,5	ca. 1,5	ca. 1,5

2 Jahre Garantie

# StimuLITE®

<b>Pflege:</b> - waschbar bei 40° in der Maschine - trocknen im Wäschetrockner einzeln möglich	SMART	SPORT	SILVER	BARIATRIC	CONTOUR KINDER	CORBEE KINDER
	 SMRT 1416-2020	 SP 1416-2020	 SI 1616-1818	 CLB 2424-3024	 PDCD 1010-1414	 PD 1010-1414
<b>Druckverteilung</b>	++	++	+	+++	+++	+++
<b>Ventilation</b>	+++	+++	+++	+++	+++	+++
<b>Rutschsicherheit</b>	+++	+++	+++	+++	+++	+++
<b>Schockabsorption</b>	+++	+++	++	+++	+++	+++
<b>Anatomische Passform</b>	Flach	Flach	Flach	Flach	Konturiert	Flach
<b>Empfohlenes Körpergewicht in kg</b>	40 - 85	40 - 85	60 - 100	Bis 290	5 - 50	25 - 50
<b>In Sling erhältlich (Unterseite abgerundet)</b>	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
<b>Höhe in cm (ca.)</b>	5	5	3,8	7,5	6,5 5,5 5	5,1
<b>Gewicht in kg</b>	ca. 1	ca. 1	0,7	ca. 3.4 - 4	0,5 - 1,0	0,5 - 1