

Fachhändler / Kd.-Nr.:	Bestellung	zur Ansicht	Offerte
	Kommission:		
	Datum:		
Lieferadresse:	Bemerkung:		

Krabat Runner - Laufhilfe



Kombiniertes Tritt- und Laufrad, kann sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich verwendet werden. Mehr Stabilität durch drei Räder. Einfache Handhabung für Kind und Betreuer.

Grundausrüstung:

- ✓ Laufhilfe mit Nutzerbremse
- ✓ Höhenverstellbarer und abklappbarer Lenker
- ✓ Abnehmbarer und höhenverstellbarer Sattel



Grösse 1



Grösse 2

Empfohlene Verkaufspreise CHF exkl. MWST.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Technische Daten	Grösse 1	Grösse 2
Nutzergewicht max.	35 kg	70 kg
Alter Nutzer	ca. 3-8 Jahre	ab 8 Jahren
Gesamtlänge	97 cm	110 cm
Gesamtbreite	64 cm	67,5 cm
Höhe Lenkstange	65 – 82 cm	81 – 92 cm
Breite Lenkstange	49 cm	49 cm
Sitzhöhe	43 – 58 cm	53 – 71 cm
Höhe Fussplattform	9 cm	7,5 cm
Gesamthöhe mit Schiebestange	100 cm	100 cm
Gesamtgewicht mit Schiebestange	7,4 kg	11,3 kg

Grundmodell			
Grösse 1	700-1114		CHF 2'750.-
Schiebegriff für Begleitperson Gr. 1	700-1110		CHF 260.-
Grösse 2	700-1212		CHF 3'050.-
Schiebegriff für Begleitperson Gr. 2	700-1208		CHF 290.-

Empfohlene Verkaufspreise CHF exkl. MWST.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.