

Swiftly Bestellbogen



Swiftly

Leichter Reha-Buggy
für Kinder – einfaches
Falten und schneller
Transport



- Bestellung
 Offerte

Stand: 01.08.2022

Empfohlene Verkaufspreise CHF
exkl. MWST.
Technische Änderungen und
Druckfehler vorbehalten.

Rechnungsadresse

Kunden-Nr.:

Firma:

Strasse:

PLZ / Ort:

Telefon:

Ansprechpartner:

Datum:

Versandadresse

Firma:

Strasse:

PLZ / Ort:

Kommission:

Kostenträger:

Swiftly Reha-Buggy

9800068065000 2'940 CHF



Grundausrüstung Swiftly: leichtes und faltbares Fahrgestell mit integrierter Sitzeinheit; Crash-Ösen; H-Gurt; flammenhemmender Bezugsstoff; atmungsaktives Polster; hüftwinkelverstellbare Rückenlehne; stufenlose Sitztiefeanpassung; schwenkbare Vorderräder mit Radfeststeller; pannensichere EVA-Bereifung; höhenverstellbare und abklappbare Fussstütze; Fuss-Feststellbremse; höhenverstellbarer Schiebegriff; Aufnahmen für Wetterdach

Masse: Sitztiefe: 22 cm (17 cm mit Sitzverkleinerer) - 28,5 cm / Sitzbreite: 34 cm (23 cm mit Sitzverkleinerer) / Rückenhöhe: 62 cm / min. Schulterhöhe: 37 cm (26 cm mit Sitzverkleinerer)

Swiftly 2 Reha-Buggy

9800068080010 3'600 CHF



Grundausrüstung Swiftly 2: leichtes und faltbares Fahrgestell mit integrierter Sitzeinheit; Crash-Ösen; H-Gurt; flammenhemmender Bezugsstoff; atmungsaktives Polster; hüftwinkelverstellbare Rückenlehne; stufenlose Sitztiefeanpassung; schwenkbare Vorderräder mit Radfeststeller; pannensichere EVA-Bereifung; höhenverstellbare und abklappbare Fussstütze; Fuss-Feststellbremse; höhenverstellbarer Schiebegriff; Aufnahmen für Wetterdach; Faltsicherung

Masse: Sitztiefe: 34 (24,5 cm mit Sitzverkleinerer) - 40 cm / Sitzbreite: 39,5 cm (29,5 cm mit Sitzverkleinerer) / Rückenhöhe: 70 cm / min. Schulterhöhe: 47 cm (30 cm mit Sitzverkleinerer)

↪ Fortsetzung Zubehör s. Seite 2

Swifty Bestellbogen (Zubehör)

Kunden-Nr.:

Firma:

Ansprechpartner:

Stand: 01.08.2022

Empfohlene Verkaufspreise CHF
exkl. MWST.
Technische Änderungen und
Druckfehler vorbehalten.



| ZUBEHÖR | Art.-Nr. Gr. 1 | Preis CHF Gr. 1 | Art.-Nr. Gr. 2 | Preis CHF Gr. 2 |
|--|--|-----------------|--|-----------------|
| FÜSSE / BEINE | | | | |
| Fussriemen (Paar) | <input type="checkbox"/> 9800066482000 | 72 CHF | <input type="checkbox"/> 9800066482000 | 72 CHF |
| Korb | <input type="checkbox"/> 9800068130000 | 99 CHF | <input type="checkbox"/> 9800068350000 | 105 CHF |
| Ankipphebel Anthrazit | <input type="checkbox"/> 9800068291000 | 72 CHF | <input type="checkbox"/> 9800068291000 | 72 CHF |
| SITZ | | | | |
| Abduktionsblock, grau (nicht zusammen mit Schrittgurt einsetzbar) | <input type="checkbox"/> 9800066206000 | 171 CHF | <input type="checkbox"/> 9800067206000 | 177 CHF |
| Handbogen, grau | <input type="checkbox"/> 9800068331000 | 129 CHF | <input type="checkbox"/> 9800067215000 | 135 CHF |
| Therapietisch, transparent | <input type="checkbox"/> 9800068220000 | 462 CHF | <input type="checkbox"/> 9800067281010 | 474 CHF |
| Thoraxpelotten starr, grau | <input type="checkbox"/> 9800066346000 | 279 CHF | <input type="checkbox"/> 9800067346000 | 288 CHF |
| Thoraxpelotten flexibel mit Brustgurt | <input type="checkbox"/> 9800066332000 | 360 CHF | <input type="checkbox"/> 9800066332000 | 360 CHF |
| Seitenschutzpolster, Paar, schwarz | <input type="checkbox"/> 9800066226000 | 114 CHF | <input type="checkbox"/> 9800066226000 | 114 CHF |
| SITZVERKLEINERER | | | | |
| Sitzverkleinerer, Set komplett, schwarz | <input type="checkbox"/> 9800068340000 | 582 CHF | <input type="checkbox"/> 9800068360000 | 582 CHF |
| folgende Set-Komponenten sind auch einzeln bestellbar: | | | | |
| Kopfpolster, schwarz (Sitzverkleinerer) | <input type="checkbox"/> 5005100209005 | auf Anfrage | - | - |
| Rückenpolster, schwarz (Sitzverkleinerer) | <input type="checkbox"/> 5005100219005 | auf Anfrage | - | - |
| Beckenpolster, schwarz (Sitzverkleinerer) | <input type="checkbox"/> 5005100229005 | auf Anfrage | - | - |
| Sitzbreitenverkleinerer, schwarz (Sitzverkleinerer) | - | - | <input type="checkbox"/> 9800068410000 | auf Anfrage |
| Fusserhöhung (Sitzverkleinerer) | <input type="checkbox"/> 5005100239005 | auf Anfrage | - | - |
| BEGURTUNG | | | | |
| 2-Punkt Beckengurt mit Front-Pull | <input type="checkbox"/> 9800084201000 | 129 CHF | <input type="checkbox"/> 9800084701000 | 138 CHF |
| 4-Punkt Beckengurt mit Front-Pull | - | - | <input type="checkbox"/> 9800084711000 | 177 CHF |
| Schrittgurt (nur zusammen mit Beckengurt oder H-Gurt einsetzbar) | <input type="checkbox"/> 9800063411000 | 36 CHF | <input type="checkbox"/> 9800063411000 | 36 CHF |
| Sitzhose, schwarz | <input type="checkbox"/> 9800066146000 | 174 CHF | <input type="checkbox"/> 9800067146000 | 186 CHF |
| Schmetterlingsgurt, schwarz (S) | <input type="checkbox"/> 9800066166000 | 174 CHF | - | - |
| Schmetterlingsgurt, schwarz (M) | <input type="checkbox"/> 9800066176000 | 174 CHF | <input type="checkbox"/> 9800066176000 | 174 CHF |
| Schmetterlingsgurt, schwarz (L) | - | - | <input type="checkbox"/> 9800067176000 | 183 CHF |
| Schmetterlingsgurt flexibel (S) | <input type="checkbox"/> 9800063853000 | 213 CHF | - | - |
| Schmetterlingsgurt flexibel (M) | <input type="checkbox"/> 9800065853000 | 219 CHF | <input type="checkbox"/> 9800065853000 | 219 CHF |
| Sitzweste, schwarz (S) | <input type="checkbox"/> 9800066315100 | 186 CHF | - | - |
| Sitzweste, schwarz (M) | <input type="checkbox"/> 9800066325100 | 186 CHF | <input type="checkbox"/> 9800066325100 | 186 CHF |
| Sitzweste, schwarz (L) | - | - | <input type="checkbox"/> 9800067315100 | 186 CHF |
| KOPF | | | | |
| Kopfpolster schwarz | <input type="checkbox"/> 9800068240000 | 189 CHF | <input type="checkbox"/> 9800068370000 | 195 CHF |
| WETTERSCHUTZ | | | | |
| Kälteschutz wattiert | <input type="checkbox"/> 9800066195000 | 315 CHF | <input type="checkbox"/> 9800067195000 | 315 CHF |
| Kälteschutz Webpelz | <input type="checkbox"/> 9800066185000 | 375 CHF | <input type="checkbox"/> 9800067185000 | 375 CHF |
| Klarsichtverdeck mit Beindecke | <input type="checkbox"/> 9800066381000 | 249 CHF | <input type="checkbox"/> 9800066381000 | 249 CHF |
| Wetterdach mit Beindecke | <input type="checkbox"/> 9800066376000 | 444 CHF | <input type="checkbox"/> 9800066376000 | 444 CHF |
| Wetterdach | <input type="checkbox"/> 9800066376100 | 360 CHF | <input type="checkbox"/> 9800066376100 | 360 CHF |
| Regenschutz, transparent (nur in Verbindung mit „Wetterdach mit Beindecke“ oder „Wetterdach“ einsetzbar) | <input type="checkbox"/> 9800067390000 | 150 CHF | - | - |
| Sonnenschirm | <input type="checkbox"/> 9800065940000 | 111 CHF | <input type="checkbox"/> 9800065940000 | 111 CHF |