

Fachhändler / Kd.-Nr.:	Bestellung	zur Ansicht	Offerte
	Kommission:		
	Datum:		
Lieferadresse:	Bemerkung:		

Krabat Jockey - Therapiestuhl

Grundausrüstung:

- ✓ Ergonomischer Sattelsitz
- ✓ Auswahl zwischen Hi-Low- und Lite-Untergestell (Schule)
- ✓ Sitzwinkelverstellung
- ✓ Auswahl verschiedener Rücken für optimale Führung
- ✓ Feststellbare Doppelaufrollen



Lite (Schule)



Basic




Hi-Low

	Grösse 1 (nur Lite und Hi-Low)	Grösse 2	Grösse 3 (nur Basic und Lite)
Alter Nutzer ca.	2 - 7 Jahre	7 - 14 Jahre	14+ Jahre
Nutzergewicht	65kg (Hi-Low) 80kg (Lite)	65kg (Hi-Low) 80kg (Lite/G2)	100kg
Sitzlänge, Sattel	26 cm	34 cm	42 cm
Körpergrösse, bis ca.	120 cm	170 cm	175cm
Rückenwinkel	90° zur Sitzfläche	90° zur Sitzfläche	90° zur Sitzfläche
Sitzneigung	-20° aktiv bis +20° (Hi-Low) - 15° aktiv bis 0° (Lite)	-20° aktiv bis +20° (Hi-Low) - 15° aktiv bis 0° (Lite) - 27° aktiv bis +7° (G2)	- 15° aktiv bis 0° (Lite) - 27° aktiv bis +7° (G2)
Sitzhöhe	39 - 79 cm (Hi-Low) 45 - 57 cm (Lite)	40 - 80 cm (Hi-Low) 45 - 57 cm (Lite) 50 - 65 cm (G2)	57 - 75 cm 50 - 65 cm (G2)
Gesamtlänge	68 cm (Hi-Low)	98 cm (Hi-Low) 65 cm (G2)	75 cm (G2)
Gesamtbreite	63 cm (Hi-Low) 57 cm (Lite)	68 cm (Hi-Low) 57 cm (Lite) 55 cm (G2)	57 cm (Lite) 55 cm (G2)
Gesamthöhe Grundmodell	112 cm (Hi-Low) 87 cm (Lite)	112 cm (Hi-Low) 96 cm (Lite) 95 cm (G2)	120 cm (Lite) 110 cm (G2)
Unterschenkellänge	15 - 40cm (Hi-Low) 22 - 34cm (Lite)	25 - 50cm (Hi-Low) 22 - 34cm (Lite) 25 - 50 cm (G2)	23 - 61cm (Lite) 25 - 50 cm (G2)

Empfohlene Verkaufspreise CHF exkl. MWST.
 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Preisänderungen vorbehalten

Grundmodell				
Hi-Low				
Gr. 0	Mit Gasdruckfeder	300-4022		auf Anfrage
	Elektrisch	300-4023		auf Anfrage
Gr. 1	Mit Gasdruckfeder	300-1001		CHF 4054
	Elektrisch	300-5000		CHF 6754
Gr. 2	Mit Gasdruckfeder	300-4001		CHF 4054
	Elektrisch	300-5002		CHF 6754
Accessoires Hi-Low Untergestell				
	Schiebegriff	300-3023		CHF 598
Basic, mit Zentralbremse				
Gr. 2	Mit Gasdruckfeder	300-5015		CHF 2520
	Elektrisch	300-6011		CHF 2880
Gr. 3	Mit Gasdruckfeder	300-5016		CHF 2880
	Elektrisch	300-6012		CHF 3240
Accessoires Basic Untergestell				
	Armlehnen	900-1391		CHF 540
	Durchgehende Fussplatte (nicht höhenverstellbar)	300-1147		CHF 288
	Bremspedal	300-2221		CHF 180
Lite (Schuluntergestell)				
Gr. 1		300-4013 & 300-4003		CHF 1590
Gr. 2		300-4014 & 300-4003		CHF 1590
Gr. 3		300-4010 & 300-4012		CHF 1740
Accessoires Lite Untergestell				
	Armlehnen	900-1348		CHF 540
Sitzkissen				
Gr. 0	Rot			auf Anfrage
	Schwarz			auf Anfrage
Gr. 1	Rot	900-1088		CHF 299
	Schwarz	900-1090		CHF 299
Gr. 2	Rot	900-1093		CHF 330
	Schwarz	900-1095		CHF 330
Gr. 3	Druckentlastend, schwarz	900-3334		CHF 820
Fussstützen in der Höhe verstellbar, für Hi-Low und Basic Untergestell				
	Geteilte Fussstützen		Gr. 1: 300-1104 & 900-1322 Gr. 2: 300-1106 & 900-1193	CHF 1008 CHF 1044
	Durchgehende Fussplatte		Gr. 1: 300-1104 & 300-1130 Gr. 2: 300-1106 & 300-1131	CHF 792 CHF 828

Empfohlene Verkaufspreise CHF exkl. MWST.
 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Preisänderungen vorbehalten

Rücken																				
Ergonomischer Rücken mit Seitenführung, niedrig																				
 <table border="0"> <tr> <td></td> <td>Höhe</td> <td colspan="2">Breite</td> </tr> <tr> <td>Gr. 1</td> <td>26 – 31 cm</td> <td colspan="2">25 cm</td> </tr> <tr> <td>Gr. 2</td> <td>26 – 31 cm</td> <td colspan="2">32 cm</td> </tr> </table>		Höhe	Breite		Gr. 1	26 – 31 cm	25 cm		Gr. 2	26 – 31 cm	32 cm		Rückenschale Gr. 1	900-1162		CHF 720				
		Höhe	Breite																	
	Gr. 1	26 – 31 cm	25 cm																	
	Gr. 2	26 – 31 cm	32 cm																	
	Polster rot	900-1166		CHF 299																
	Polster schwarz	900-1168		CHF 299																
Rückenschale Gr. 2 (für Gr. 2 und 3)	900-1161		CHF 810																	
Polster rot	900-1171		CHF 315																	
Polster schwarz	900-1173		CHF 315																	
Ergonomischer Rücken mit Seitenführung, hoch																				
 <table border="0"> <tr> <td></td> <td>Höhe</td> <td colspan="2">Breite</td> </tr> <tr> <td>Gr. 1</td> <td>33 – 38 cm</td> <td colspan="2">25 cm</td> </tr> <tr> <td>Gr. 2</td> <td>38 – 43 cm</td> <td colspan="2">32 cm</td> </tr> <tr> <td>Gr. 3</td> <td>41 – 46 cm</td> <td colspan="2">32 cm</td> </tr> </table>		Höhe	Breite		Gr. 1	33 – 38 cm	25 cm		Gr. 2	38 – 43 cm	32 cm		Gr. 3	41 – 46 cm	32 cm		Rückenschale Gr. 1	900-1134		CHF 1001
		Höhe	Breite																	
	Gr. 1	33 – 38 cm	25 cm																	
	Gr. 2	38 – 43 cm	32 cm																	
	Gr. 3	41 – 46 cm	32 cm																	
	Polster rot	900-1186		CHF 299																
	Polster schwarz	900-1182		CHF 299																
	Rückenschale Gr. 2	900-1135		CHF 1001																
	Polster rot	900-1180		CHF 315																
Polster schwarz	900-1176		CHF 315																	
Rückenschale Gr. 3	900-1136		CHF 1080																	
Polster rot	900-1180		CHF 315																	
Polster schwarz	900-1176		CHF 315																	
Plus Rücken mit Seitenpelotten *nicht kompatibel mit dem Lite Untergestell																				
 <table border="0"> <tr> <td></td> <td>Höhe</td> <td>Breite</td> <td>Pelotten- abstand</td> </tr> <tr> <td>Gr. 1</td> <td>34-39</td> <td>23</td> <td>15-22</td> </tr> <tr> <td>Gr. 2</td> <td>46-51</td> <td>30</td> <td>20-26</td> </tr> </table>		Höhe	Breite	Pelotten- abstand	Gr. 1	34-39	23	15-22	Gr. 2	46-51	30	20-26	Rückenschale Gr. 1	900-1236		CHF 1401				
		Höhe	Breite	Pelotten- abstand																
	Gr. 1	34-39	23	15-22																
	Gr. 2	46-51	30	20-26																
	Polster rot	900-1078		CHF 299																
	Polster schwarz	900-1080		CHF 299																
Rückenschale Gr. 2	900-1237		CHF 1401																	
Polster rot	900-1083		CHF 389																	
Polster schwarz	900-1085		CHF 389																	
Zubehör																				
4- Punkt Beckengurt, schwarz																				
	4-Punkt Beckengurt, mittel	900-1174		CHF 119																
	4-Punkt Beckengurt, gross	900-1175		CHF 119																
	4-Punkt Beckengurt, extra gross	900-1370		CHF 250																

Empfohlene Verkaufspreise CHF exkl. MWST.
 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Preisänderungen vorbehalten

Zubehör				
Bodypoint Brustschultergurt - nur in Verbindung mit Plus Rücken				
	Passende Weste, ohne Reissverschluss	SH351		CHF 249
	Passende Weste, mit Reissverschluss	SH350		CHF 249
Bodypoint Pivot-Fit - nur in Verbindung mit Plus Rücken				
	Passende Weste, Standard	SH290		CHF 249
	Passende Weste, leicht elastisch	SH295		CHF 249
Brustgurt, Neopren				
	Brustgurt, Breite 75mm	SP110S		CHF 115
	Brustgurt, Breite 115mm	SP110L		CHF 125
Tisch transparent, abnehmbar				
	Tisch, Grösse 1	900-1334		CHF 570
	Tisch, Grösse 2	900-1335		CHF 690
Haltegriff, abnehmbar				
	Eine Grösse	900-1337		CHF 350
Kopf- Nackenstütze, Seiten-, Höhen- und Tiefenverstellbar mit Bezug - nur in Verbindung mit Plus Rücken				
	Kopfstütze, komplett	900-1219		CHF 760
	Nur Kopfstützenaufnahme	900-1220		CHF 278
Entlastung der Sitzbeinhöcker				
	Gel-Füllung für Sitz Gr. 1	900-1153		CHF 278
	Gel-Füllung für Sitz Gr. 2	900-1151		CHF 278
	Schaumfüllung für Sitz Gr. 1	900-1152		CHF 90
	Schaumfüllung für Sitz Gr. 2	900-1150		CHF 90
Knöchelgurte/Ankle Huggers (Paar)				
	Umfang oberhalb des Knöchels angeben:	FT240		CHF 251
Beinführungsgurt, einstellbar				
	Beinführungsgurt	900-1143		CHF 180

Empfohlene Verkaufspreise CHF exkl. MWST.
 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.