

Fachhändler / Kd.-Nr.:	Bestellung	zur Ansicht	Offerte
	Kommission:		
	Datum:		
Lieferadresse:	Bemerkung:		

Everyday by LECKEY[®]

Therapiestuhl

Grundausrüstung:

- ✓ Untergestell in Höhe- und Neigung verstellbar
- ✓ 4 Rollen (100/125mm) 2 bremsbar, 2x Richtungsfeststeller
- ✓ Sitztiefe werkzeuglos einstellbar
- ✓ Rückenhöhe werkzeuglos einstellbar
- ✓ Ergonomische Rückenwinkelverstellung
- ✓ Höhenverstellbare, gepolsterte Lendenanstützung
- ✓ Abnehmbarer Schiebegriff



Produkt und Einstellungsmaße:

	Grösse 1	Grösse 2	Grösse 2L	Grösse 3	Nutzerangaben
Alter Nutzer ca.	1 - 6 Jahre	5 - 12 Jahre	6 - 14 Jahre	11 - 18 Jahre	
Nutzergewicht	30kg	50kg	50kg	100kg	
Sitztiefe	16 - 28 cm	23 - 38cm	30 - 45cm	33 - 48cm	
Sitzbreite	16 - 28 cm	26 - 38cm	26 - 38cm	34 - 50cm	
Rückenhöhe	30 - 40 cm	40 - 52cm	40 - 52cm	45 - 63cm	
Brustbreite	15 - 22 cm	17 - 24cm	17 - 24cm	24 - 37cm	
Unterschenkelänge *	15 - 25cm	25 - 45cm	25 - 45cm	25 - 45cm	
Höhe Armlehnen	15 - 25cm	20 - 30cm	20 - 30cm	18 - 32,5cm	
Sitzhöhe Hi-low Gestell*	25 - 60 cm	32 - 60 cm	32 - 60 cm	45 - 60 cm	
Sitzhöhe Basic Gestell*	45 - 60 cm	45 - 60 cm	45 - 60 cm	45 - 60 cm	
Rückenwinkelverstellung -10° - +30°					
Sitzwinkelverstellung Gestell -10° - +30°					

*Sitzhöhe und Unterschenkelänge in belastetem Zustand

Empfohlene Verkaufspreise CHF exkl. MWST.
 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.


Preisänderungen vorbehalten

Grundmodell

Therapiestuhl mit Hi-Low Untergestell

Höhenverstellung mit Gasfeder	Grösse 1	Art. 151-6103	CHF 2'952.-
	Grösse 2	Art. 151-6203	CHF 3'043.-
	Grösse 2L	Art. 151-7203	CHF 3'458.-
Höhenverstellung elektrisch	Grösse 2L	Art. 151-7205	CHF 4'750.-
Höhenverstellung Hydraulisch	Grösse 3	Art. 151-6303	CHF 5'021.-
Gestellfarbe weiss			Standard
Gestellfarbe schwarz			ohne Aufpreis
Dynamische Rückenverstellung mit Gasfeder	100N	Art. 137-661	CHF 581.-
	150N	Art. 137-662	CHF 581.-

Polster & Bezüge (Set)



Grün-01



Blau-03



Grau-05

*=Farbcode

Bezugsart:

Stoff Microfaser

Standard

Vinyl (Kunstleder)


ohne Aufpreis

Polster und Bezugset


- Sitzpolster mit angeformter Sitzrampe - Rückenpolster - Lendenpolster - Bezüge abnehmbar (bei 40° waschbar)	Grösse 1	Art. 151-6104-*	CHF 375.-
	Grösse 2	Art. 151-6206-*	CHF 414.-
	Grösse 2Lang	Art. 151-6240-*	CHF 450.-
	Grösse3	Art. 151-6304-*	CHF 544.-

Fuss Stabilisierung

Fussplatte, metall, weiss, höhen- und winkelverstellbar mit Gummiauflage

	Grösse 1	Art. 151-6123	CHF 539.-
	Grösse 2	Art. 151-6223	CHF 539.-
	Grösse 3	Art. 151-6327	CHF 559.-

Fusschalen inklusive Fussgurten (Paar)

	Grösse 1	Art. 152-1600	CHF 271.-
	Grösse 2	Art. 152-2600	CHF 271.-
	Grösse 3	Art. 152-3600	CHF 271.-

Fusschalenerhöhung +2,5cm, Stück (Nur in Verbindung mit Fusschalen!)




	Eine Grösse	Art. 117-787	CHF 175.-
--	-------------	--------------	-----------





Wadenband (nur Stuhl Gr. 3)	Grösse 3	Art. 151-3783	CHF 89.-
------------------------------------	----------	---------------	----------

Empfohlene Verkaufspreise CHF exkl. MWST.
 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Knöchelgurte/Ankle Huggers (Paar)				
	Umfang oberhalb des Knöchels angeben:	FT240		CHF 251.-
Becken Stabilisierung				
4- Punkt Beckengurt, schwarz				
	Grösse 1	Art. 151-1660		CHF 143.-
	Grösse 2	Art. 151-2660		CHF 158.-
	Grösse 3	Art. 151-3660		CHF 170.-
Beckenpelotten, winkel- und breitenverstellbar mit Bezug in Grau (Paar)				
	Grösse 1	Art. 151-6116-05		CHF 464.-
	Grösse 2	Art. 151-6223-05		CHF 464.-
	Grösse 3	Art. 151-6318-05		CHF 569.-
Becken Stabilisierung				
Knieführungspelotten, breitenverstellbar mit Bezug grau (Paar)				
Können nicht in Kombination mit Beckenpelotten genutzt werden				
	Grösse 2	Art.151-6225-05		CHF 284.-
	Grösse 3	Art. 151-6321-05		CHF 284.-
Abduktionspolster, rund, abnehmbar, Bezug grau				
	Grösse 1	Art. 151-6119-05		CHF 125.-
	Grösse 2	Art. 151-6228-05		CHF 125.-
	Grösse 3	Art. 151-6323-05		CHF 158.-
Abduktionskeil, abnehmbar, Bezug grau				
	Grösse 1	Art. 151-6121-05		CHF 187.-
	Grösse 2	Art. 151-6230-05		CHF 187.-
	Grösse 3	Art. 151-6335-05		CHF 234.-
Armlehnen				
Armlehnen, Paar, mit weicher PU-Polsterung, höhen- und winkelverstellbar, mit Tischaufnahme				
	Grösse 1	Art. 151-6124		CHF 437.-
	Grösse 2	Art. 151-6234		CHF 437.-
	Grösse 3	Art. 151-6328		CHF 577.-

Empfohlene Verkaufspreise CHF exkl. MWST.
 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Therapietische und Zubehör				
Tisch, grau (Nur in Verbindung mit Armlehnen!)				
	Grösse 1	Art. 151-1644		CHF 559.-
	Grösse 2	Art. 151-2644		CHF 586.-
Tisch, schwarz (Nur in Verbindung mit Armlehnen!)				
	Grösse 3	Art. 151-3767		CHF 559.-
Tisch Holz, mit Rand, abschwenkbar (Nur in Verbindung mit Armlehnen!)				
	Grösse 1	Art. 151-6122		CHF 450.-
	Grösse 2	Art. 151-6231		CHF 450.-
	Grösse 3	Art. 151-6326		CHF 450.-

Rumpf Stabilisierung				
Seitenpelotten fest, mit Aufnahme für Sternungurt, Bezug schwarz (Paar)				
HxBxL in mm				
	100x34x140	Grösse 1	Art. 151-6107-05	CHF 380.-
	100x34x140	Grösse 2	Art. 151-6211-05	CHF 380.-
	100x29x165	Grösse 3	Art. 151-6307-05	CHF 471.-
Seitenpelotten abklappbar, mit Aufnahme für Sternungurt, Bezug schwarz (Paar)				
HxBxL in mm				
	100x34x140	Grösse 1	Art. 151-6109-05	CHF 521.-
	100x34x140	Grösse 2	Art. 151-6213-05	CHF 516.-
	100x29x165	Grösse 3	Art. 151-6309-05	CHF 534.-
Sternungurt für Seitenpelotten				
	Grösse 1+2	Art. 137-808-05		CHF 210.-
	Gr.3 schwarz	Art. 133-625		CHF 210.-
Oberarmführung, Bezug schwarz, Paar				
	Grösse 1+2	Art. 151-6219-05		CHF 455.-
	Grösse 3	Art. 151-6315-05		CHF 502.-

Empfohlene Verkaufspreise CHF exkl. MWST.
 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Bodypoint Brustschultergurt				
	Passende Weste, ohne Reissverschluss	Art. SH351		CHF 249.-
	Passende Weste, mit Reissverschluss	Art. SH350		CHF 249.-
Bodypoint Pivot-Fit				
	Passende Weste, Standard	Art. SH290		CHF 249.-
	Passende Weste, leicht elastisch	Art. SH295		CHF 249.-
Kopf Stabilisierung				
Kopfstütze, flach, mit Schwanenhalsaufnahme, Bezug schwarz				
	Grösse 1 +2	Art. 151-6208-05		CHF 356.-
Seitenführung für Kopfstütze flach, mit Bezug schwarz, Paar				
	Grösse 1+2	Art. 151-6209-05		CHF 375.-
Kontur Kopfstütze, mit Schwanenhalsaufnahme, Bezug schwarz				
	Grösse 1	Art. 151-6105-05		CHF 466.-
	Grösse 2	Art. 151-6207-05		CHF 466.-
Kontur Kopfstütze, mit Schwanenhalsaufnahme, Bezug schwarz				
	Gr.3 schwarz	Art. 151-3751-05		CHF 518.-