

Revendeur / N° de client :	Commande	Essai	Offre
	Commission:		
	Date:		
Adresse de livraison::	Remarque:		

## Mygo+ Siège by LECKEY<sup>®</sup>

### Systeme d'assise modulaire

#### Caractéristiques:

- ✓ Siège modulaire
- ✓ Adaptateur de siège
- ✓ Abduction réglable et réglage indépendant de la profondeur d'assise
- ✓ Hauteur de dossier réglable
- ✓ Réglage ergonomique de l'angle de dossier
- ✓ Support pour appui tête et autres accessoires
- ✓ Soutien lombaire souple
- ✓ Crash Test ISO 16840-4
- ✓ Pelote d'épaule (tailles 2 et 3)



Illustration : Mygo taille 2 avec châssis Hi-low et accessoires

	Taille 1	Taille 2	Taille 3	Fabrication spéciale
Pour enfants de:	3 - 10 ans	8 - 14 ans	8 - 16 ans	
Poids de l'utilisateur	50kg	60kg	70 kg	
Profondeur du siège	27 - 42cm	35 - 47cm	35 - 47cm	
Largeur du siège	20 - 32,5cm	22 - 34,5cm	25 - 40cm	
Hauteur de dossier	36 - 47cm	46 - 57cm	46 - 57cm	
Largeur du thorax	17 - 27cm	17 - 27cm	20 - 30cm	
Hauteur de repose pieds	21,5 - 35cm	31,5 - 47cm	31,5 - 47cm	
Hauteur d'accoudoirs	16 - 21cm	21 - 26cm	21 - 26cm	
Angle d'abduction	8°	8°	8°	
Angle d'adduction	12°	20°	20°	
Hauteur d'assise avec châssis Hi-low *	25 - 60 cm	32 - 60 cm	36 - 70 cm	
Réglage d'angle de dossier -10° - +25°				
Réglage d'angle de siège -10° - +25°				

Modifications techniques et erreurs d'impression réservées. Prix de vente conseillé HT CH.

Sous réserve de modifications de prix


**Modèle de base**

<b>Siège</b>	Taille 1	Art. 117-610-G		CHF 2'341.-
	Taille 2	Art. 137-600-G		CHF 2'720.-
	Taille 3	Art. 185-600-G		CHF 2'868.-


<b>Dossier dynamique avec verin à gaz</b>	100N	Art. 137-661		CHF 581.-
	150N	Art. 137-662		CHF 581.-

**Châssis**

**Châssis Hi-low avec réglage en hauteur et en inclinaison, gris anthracite**  
**Roulettes freinées 100 mm, adaptateur et poignée de poussée réglable en hauteur inclus**

	Verin à gaz	Art. 102-2753-G		CHF 2'680.-
	Verin hydraulique	Art. 102-2766-G		CHF 2'808.-

**Châssis combi Hi-low, avec réglage en hauteur et en inclinaison, gris anthracite**  
**roues arrière 12 1/2, roulettes avant avec blocage de direction, adaptateur et poignée de poussée inclus**

	Verin à gaz	Art. 102-2767-G		CHF 4'083.-
	Verin hydraulique	Art. 102-2768-G		CHF 4'373.-

**Housses (Kit)**



\*= code couleurs **Petrol-11**

**Bleu-12**

**Rouge-13**


**Gurt und Bezugset**

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rembourrage d'assise</li> <li>- Rembourrage de guide de jambes(Gr.1)</li> <li>- Rembourrage lombaire</li> <li>- Rembourrage de dossier</li> <li>- T. 2 et 3 avec pelottes d'épaule</li> </ul>	Taille 1	Art. 117-1851-*		CHF 716.-
	Taille 2	Art. 117-2851-*		CHF 893.-
	Taille 3	Art. 185-2851-*		CHF 987.-


Modifications techniques et erreurs d'impression réservées. Prix de vente conseillé HT CH.

**Stabilisation des pieds**


**Repose pieds, réglable en hauteur, en angle du pied et en angle du genou (Paire)**

	Taille 1	Art. 117-1776		CHF 302.-
	Taille 2	Art. 117-2776		CHF 302.-


**Fixation de pieds, inclus sangles de maintien**

	Taille 1	Art. 152-1600		CHF 271.-
	Taille 2	Art. 152-2600		CHF 271.-
	Taille 3	Art. 152-3600		CHF 271.-

**Repose-pieds pleine longueur, rembourré**


	petit	Art. 117-3776		CHF 539.-
	grand	Art. 117-4776		CHF 539.-

**Sangle de cheville (Paire)**


	Veuillez indiquer la circonférence au-dessus de la cheville: .....	FT240		CHF 251.-
---	---	-------	--	-----------

**Stabilisation de bassin**


**Ceinture de bassin, noir**

	Taille 1	Art. 117-1860		CHF 156.-
	Taille 2	Art. 117-2860		CHF 156.-
	Taille 3	Art. 117-3860		CHF 156.-

**Fixation pelvienne tout autour**

	Taille 2	Art. 117-476		CHF 537.-
	Taille 3	Art. 117-477		CHF 537.-
	Taille 4	Art. 117-478		CHF 537.-
	Taille 5	Art. 117-479		CHF 537.-
	Taille 6	Art. 117-480		CHF 537.-

**Pelottes pelviens avec housse, recommandés en combinaison avec la fixation pelvienne**

	Taille 1	Art. 117-642-05		CHF 507.-
	Taille 2	Art. 117-643-05		CHF 507.-

Modifications techniques et erreurs d'impression réservées. Prix de vente conseillé HT CH.

<b>Genouillères, paire, noir</b>				
	Taille unique	Art. 117-765-05VIN		CHF 172.-
<b>Accoudoirs</b>				
<b>Accoudoirs, réglable en hauteur et en angle, fixation de table incluse, (Paire)</b>				
	Taille 1	Art. 117-1777		CHF 281.-
	Taille 2	Art. 117-2777		CHF 281.-
	Taille 3	Art. 185-604		CHF 317.-
<b>Tables de thérapie et accessoires</b>				
<b>Table, noir (seulement compatible avec les accoudoirs!)</b>				
	Taille 1 & 2	Art. 117-646		CHF 414.-
	Taille 3	Art. 117-647		CHF 414.-
<b>Table, rembourrée</b>				
	Taille 1 & 2	Art. 117-652		CHF 522.-
<b>Coudière pour table</b>				
	Taille unique	Art. 117-641		CHF 195.-
<b>Stabilisation du tronc</b>				
<b>Pelottes latérales, fixe, réglable en profondeur et en largeur (Paire)</b>				
	Montage droit T. 1 & 2	Art. 117-803		CHF 380.-
	Montage étroit (-2,5cm largeur de thorax)	Art. 117-838		CHF 380.-
<b>Pelottes latérales, escamotables, réglable en profondeur et en largeur (Paire)</b>				
	Montage droit	Art. 117-837		CHF 568.-

Modifications techniques et erreurs d'impression réservées. Prix de vente conseillé HT CH.

<b>Pelotte thoracique (seulement en combinaison avec les pelottes latérales!)</b>				
	Taille unique	Art. 137-808-05		CHF 210.-
<b>Bodypoint Stayflex</b>				
	Harnais approprié, avec zip	Art. SH351		CHF 249.-
	Harnais approprié, sans zip	Art. SH350		CHF 249.-
<b>Bodypoint Pivot-Fit</b>				
	Harnais approprié, Standard	Art. SH290		CHF 249.-
	Harnais approprié, élastique	Art. SH295		CHF 249.-
<b>Stabilisation de la tête</b>				
<b>Appui-tête, contour, avec fixation col de cygne, Housse noire</b>				
		Art. 117-699-05		CHF 580.-
<b>Appui-tête, plat, avec fixation col de cygne, Housse noire</b>				
		Art. 117-851-05		CHF 349.-
<b>Guide latéral pour appui tête plat</b>				
		Art. 120-893-05		CHF 248.-
<b>Pelotte d'épaule, réglable (déjà inclus dans les tailles 2 et 3)</b>				
	Pelotte d'épaule	Art. 137-621		CHF 281.-
	Rembouillage petrol	Art. 137-801-11		CHF 158.-
	Rembouillage bleu	Art. 137-801-12		CHF 158.-
	Rembouillage rouge	Art. 137-801-13		CHF 158.-

Modifications techniques et erreurs d'impression réservées. Prix de vente conseillé HT CH.