

Revendeur / N° de client :	Commande	Essai	Offre
	Commission:		
	Date:		
Adresse de livraison:	Remarque:		

Standing Squiggles+ by LECKEY[®]

Utilisation antérieur ou postérieur

Caractéristiques Standing:

- ✓ Colonne centrale réglable en hauteur et amovible
- ✓ Pelotte de thorax, réglables en hauteur, réglable en angle et en profondeur
- ✓ Pelotte de bassin réglable en hauteur, réglable en angle et en profondeur
- ✓ Plateforme de pieds réglable en angle
- ✓ Contre appui genoux réglable en angle et en hauteur
- ✓ Pelotte sternal
- ✓ Pelotte de thorax et de bassin réglable en largeur
- ✓ Poignée de poussée
- ✓ Réglage de l'abduction jusqu'à 30° par côté









Caractéristiques Châssis:

- ✓ Chassis avec inclinaison de 90° - 180°
- ✓ Utilisation en antérieur ou postérieur
- ✓ Châssis pliable pour le transport
- ✓ 4 roulettes 75mm freinées



	Squiggles Standing	Fabrication spéciale
Pour enfants de	1-5 ans	
Hauteur de l'enfant entre	75 - 110cm	
Hauteur tablette	55,5-80/48-80cm	
Hauteur support bassin (centrale)	30-53cm	
Hauteur support thorax (haute)	55-82cm	
Largeur support de bassin	16-23cm	
Largeur support de thorax	16-23cm	
Poids d'utilisateur max.	22kg	
Poids du standing	7.5kg	
Circonférence du genou	T. 1: 140 - 220mm T. 2: 200 - 300mm	
Réglage d'angle de la table 0° bis 40° / Réglage décubitus 0° bis 30°		
Réglage d'angle de la plateforme de pieds -10° / +10°		

Modifications techniques et erreurs d'impression réservées. Prix de vente conseillé HT CH.

Modèle de base			
Standing avec réglage de l'abduction (disponible uniquement en combinaison avec un châssis basculant)	Art. 184-600		CHF 3'553.-
Châssis (disponible uniquement en combinaison avec l'unité debout, y compris le réglage de l'abduction)	Art. 118-764		CHF 2'118.-
Housses et ceintures de stabilisation			
(ceinture de bassin, ceinture de thorax, sangles de genoux, 1 paire de rembourrages de pelotes, rembourrage de bassin / poitrine)			
T. 1 : circonférence des genoux 140 - 220mm / T. 2 : circonférence des genoux 200 - 300mm			
			
Bleu T. 1 184-1800-02 T. 2 184-2800-02 CHF 775.-	Lila T. 1 184-1800-04 T. 2 184-2800-04 CHF 775.-	Rouge T. 1 184-1800-09 T. 2 184-2800-09 CHF 775.-	Rouge, Vinyl T. 1 184-1800-09 T. 2 184-2800-09 CHF 837.-
Stabilisation de pieds			
Fixation de pieds sangle incluses (paire)			
	Taille 1	Art. 152-1600	CHF 271.-
Rehausse de 2,5 cm pour repose-pieds divisés		Art. 120-816	CHF 184.-
Table de thérapie			
Table de thérapie, grise (Utilisation antérieur ou postérieur)			
	Taille unique	Art. 118-619	CHF 430.-
Support rembourré pour la table, noir		Art. 188-1854-05	CHF 312.-
Stabilisation de la tête (postérieur)			
Appui tête plat, avec support col de cygne			
Noir		Art. 117-851-05	CHF 349.-
Vinyl, noir		Art. 117-851-05VIN	CHF 385.-
Guide latéral pour appui tête plat, noir		Art. 120-893-05	CHF 350.-
Guide latéral pour appui tête plat, Vinyl, noir		Art. 120-893-05VIN	CHF 385.-
Appuie-tête, contour avec support col de cygne et rembourrage			
Noir		Art. 137-699-05	CHF 580.-
Vinyl, noir		Art. 137-699-05VIN	CHF 609.-

Modifications techniques et erreurs d'impression réservées. Prix de vente conseillé HT CH.